

Adapter do elektrod samoprzylepnych do elektroterapii - 2mm do 4mm

Opis produktu:

Adaptory do aparatów do elektroterapii (z 2 mm do 4 mm)



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Adaptory do aparatów do elektroterapii 200, 400 i 500:

- Adapter do elektrod samoprzylepnych (z 2 mm do 4 mm)

UWAGA!!!

Obecnie wszystkie elektrody firmy **Gymna** posiadają wtyk **2 mm**.

Informacje:

Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii

Model: