

Przewody do terapii dysfagii VitalStim i VitalStim Plus

Opis produktu:

Przewody do terapii dysfagii VitalStim Therapy.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Przewody do terapii dysfagii VitalStim

Koncepcja **VitalStim** jest wykorzystywana w szpitalach zajmujących się rehabilitacją, klinikach oraz ośrodkach opieki. Urządzenie to pomaga terapeutom (neurologopedom, fizjoterapeutom) na nowo nauczyć pacjentów połykania potraw. Dzięki temu pacjenci mogą pozbyć się specjalnych rurek, odstawić zagęszczone płyny i ponownie czerpać przyjemność z jedzenia. Niektórzy pacjenci, u których zastosowano terapię z wykorzystaniem urządzenia VitalStim Plus, już po pięciu sesjach wychodzili ze szpitala ze zdolnością normalnego picia i jedzenia.

Zazwyczaj trudne przypadki wymagają stosowania nietypowych elektrod. Elektrody VitalStim zostały zaprojektowane tak, aby mogły być z powodzeniem wykorzystywane nawet w trudnych przypadkach dysfagii.

Efektywność elektrod została poprawiona dzięki wskazówkom uzyskanym od klientów.

[img-9237-left-home_default]

Informacje:

Zastosowanie: Dysfagia

Model:

Akcesoria VitalStim: 25-8080 - Przewody VitalStim Plus, 13-8083 - Przewód elektrody referencyjnej do sEMG, 13-8085 - Przełącznik

ręczny do VitalStim Plus, 13-8090 - Ochronny
rękaw gumowy do VitalStim Plus, 13-8089 - Rysik
do VitalStim Plus, 13-8088 - Stojak do VitalStim
Plus