

Tablica do ćwiczeń motorycznych Pegboard



Opis produktu:

Tablica PEGBOARD z 9 otworami do ćwiczeń manualnych usprawniająca funkcje motoryczne i koordynację pacjenta.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Tablica do ćwiczeń motorycznych Pegboard

Tablica do ćwiczeń manualnych usprawniająca funkcje motoryczne i koordynację pacjenta. Podczas pracy z pacjentem terapeuta ma możliwość obserwacji szybkości i jakości ruchu.

Tablica wyposażona w 14 kołków przechowywanych w schowku pomiędzy deskami.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model: