

Przewody do Terapii TECAR firmy Winback



Opis produktu:

Dodatkowe **przewody** i **kable** do terapii **Tecar** firmy **Winback**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przewody do urządzeń **Tecar Winback**. Działanie terapii **Tecar** opiera się na wykorzystaniu fali radiowej wysokiej częstotliwości (terapia radiofalaowa ukierunkowana, diatermia oporowo-pojemnościowa). **Terapia Tecar** najczęściej wykorzystywana jest w leczeniu chorób kości, **urazów więzadeł** i **mięśni**. Terapia **Tecar** jest niezwykle skuteczna w połączeniu z terapią manualną.

W celu przedłużenia żywotności **elektrod Tecar** – rekomendujemy stosowanie **kremu do terapii Tecar** firmy **Winback**, który jest kompatybilny także z produktami **Indiba Activ** i **Doctor Tecar**. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości jest również świetną alternatywą dla **kremu PROIONIC** oraz **Indiba Activ**.

Przewody do Terapii TECAR firmy Winback

Symbol	Nazwa	Do urządzenia
ACC.7	Przewód CET	BACK 1S, Back 3SE Color
ACC.8	Przewód RET	BACK 1S, Back 3SE Color
ACC.9	Przewód elektrody dyspersyjnej	BACK 1S, Back 3SE

		Color
ACC.16	Przewód do elektrod neutralnych samoprzylepnych	BACK 1S, Back 3SE Color
ACC.35	Przewód MIX	BACK 1S, Back 3SE Color

Informacje:

Terapia Tecar: Przewody
Kategoria: Kable i elektrody

Model:

Akcesoria Tecar: ACC.7 Przewód CET, ACC.8 Przewód RET, ACC.9 Przewód NEUTRALNY do elektrod dyspersyjnych, ACC.35 Przewód MIX, ACC.16 Przewód do elektrod dyspersyjnych (neutralnych) samoprzylepnych