

Elektrody do terapii Tecar firmy Winback

Opis produktu:

Dodatkowe **elektrody** do terapii **Tecar** firmy **Winback**.

Więcej o Terapii Tecar



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody do terapii Tecar firmy Winback

Dodatkowe elektrody do urządzeń **Tecar** firmy **Winback**. Oferujemy elektrody Tecar pojemnościowe, bierne i elektrody rezystancyjne. Działanie terapii Tecar opiera się na wykorzystaniu fali radiowej wysokiej częstotliwości (terapia radiofalowa ukierunkowana, diatermia oporowo- pojemnościowa). Terapia Tecar najczęściej wykorzystywana jest w leczeniu chorób kości, urazów więzadeł i mięśni. Terapia Tecar jest niezwykle skuteczna w połączeniu z terapią manualną.

W celu przedłużenia żywotności **elektrod Tecar** – rekomendujemy stosowanie **kremu do terapii Tecar** firmy **Winback**, który jest kompatybilny także z produktami **Indiba Activ** i **Doctor Tecar**. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości jest również świetną alternatywą dla **kremu PROIONIC** oraz **Indiba Activ**.

Dostępne elektrody

Zdjęcie	Elektroda	Numer katalogowy
	Elektroda pojemnościowa (CET 40 mm)	ACC.23
	Elektroda pojemnościowa (CET 60 mm)	ACC.24
	Elektroda pojemnościowa (CET 70 mm)	ACC.25
	Elektroda rezystancyjna (RET 40 mm)	ACC.27
	Elektroda rezystancyjna (RET 60 mm)	ACC.28
	Elektroda rezystancyjna (RET 70 mm)	ACC.29
	Elektroda RET w postaci bransolety	ACC.34
	Elektroda wypukła RET 25 mm	ACC.26
	Elektroda CET wypukła 35 mm	ACC.21
	Elektroda pojemnościowa z pasem mocującym FIX PAD CET	ACC.12
	Elektroda rezystancyjna z pasem mocującym FIX PAD RET	ACC.13
	Elektroda poj. z pasem mocującym FIX PAD w kan. el. dyspersyjnej	ACC.14
	Elektroda CET tajska	ACC.31
	Elektroda CET wypukła 60 mm	ACC.30

Informacje:

Terapia Tecar: Elektrody
Kategoria: Terapia Tecar

Model:

Akcesoria Tecar: ACC.23 Elektroda pojemnościowa (CET 40mm), ACC.24 Elektroda pojemnościowa (CET 60mm), ACC.25 Elektroda pojemnościowa (CET 70mm), ACC.27 Elektroda rezystancyjna (RET 40mm), ACC.28 Elektroda

rezystancyjna (RET 60mm), ACC.29 Elektroda rezystancyjna (RET 70mm), ACC.34 Elektroda RET w postaci bransolety, ACC.26 Elektroda wypukła RET 25 mm, ACC.21 Elektroda CET wypukła 35 mm, ACC.12 Elektroda pojemnościowa z pasem mocującym FIX PAD CET, ACC.13 Elektroda rezystywna z pasem mocującym FIX PAD RET, ACC.14 Elektroda poj. z pasem mocującym FIX PAD w kan. el. dyspersyjnej, ACC.31 Elektroda CET tajska, ACC.30 Elektroda CET wypukła 60 mm