

Hop - Piłka do skakania o śr. 45/55/66 cm



Opis produktu:

Hop - Piłka do skakania o średnicy **45/55/66 cm** z uchwytem

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Hop - Piłka do skakania o średnicy 45/55/66 cm

Piłka z dwoma połączonymi ze sobą wybrzuszeniami do skakania.

Hop jest **piłką** wymyśloną pod kątem **dziecięcej zabawy**. Występuje w rozmiarze 45cm (żółta), 55cm (czerwona) i 66cm (niebieska). Doskonale nadaje się na **prezent** dla każdego małego podopiecznego od 3 roku życia (pierwsze dwa modele), a największy model od 9 roku życia.

Hop świetnie sprawdza się w zaspokajaniu **potrzeb ruchowych** każdego dziecka pod względem **skakania, biegania i chwytania** ze względu na **możliwość rzucania oraz turlania piłki**. Ponieważ dwie **długie wypustki** są połączone ze sobą **dodatkowym uchwytem**, utrzymanie się na **piłce** jest o wiele łatwiejsze.

Model o **średnicy 66 cm** dodatkowo **wzmacnia mięśnie** wspomagające **kręgosłup**, poprawia **postawę ciała i zdolność koncentracji**, a także zwiększa chęć do ruchu.

Proszę pamiętać, że rozmiary piłki wymienione w ofercie są przybliżone ze względu na używane do produkcji materiały oraz samą produkcję.

Dane szczegółowe:

Średnica:	45 cm, 55 cm, 66 cm
Materiał:	tworzywo sztuczne
Waga:	-
Kolor:	żółty [45 cm], czerwony [55 cm], niebieski [66 cm]
Zastosowanie:	rehabilitacja, rekreacja, fitness
Ograniczenia stosowania:	brak
Stosowanie w terapiach pokrewnych:	tak
Czyszczenie:	mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących

Dopasuj idealną średnicę piłki gimnastycznej:

Dobór piłki do długości ramion	
L [cm]	średnica [cm]
46-55	45
56-65	55
66-80	65
81-90	75

Dobór piłki do wzrostu

wzrost[m]	średnica [cm]
1,54	45
1,55-1,69	55
1,70-1,85	65
1,86-2,00	75
>2,01	85

Informacje:

Materiał: tworzywo sztuczne
Zastosowanie: Trening fitness i pilates
Zastosowanie: Zabawa i rozwój dziecka
Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
Rozmiar: Duże piłki
Kolor: niebieski
Kolor: czerwony
Kolor: Żółty
Średnica: 55 cm
Średnica: 45 cm
Średnica: 66 cm
Rekomendowany wiek: od 3. roku życia (śr. 45 i 55 cm), od 9. roku życia (śr. 66 cm)

Model:

Rozmiar (centymetry): 66 cm, 55 cm, 45 cm