

Elektrody samoprzylepne Winback do terapii Tecar - 5szt



Opis produktu:

Komplet 5 sztuk **elektrod samoprzylepnych** do **terapii Tecar CONS2.0** firmy **Winback**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Komplet 5 sztuk **elektrod samoprzylepnych** do **terapii Tecar CONS2.0** firmy **Winback**.

Informacje:

Terapia Tecar: Elektrody
Kategoria: Terapia Tecar
Kategoria: Elektrody i akcesoria do fizjoterapii uroginekologicznej

Model: