

Zestaw akcesoriów Tecar 3.0 firmy Winback



Opis produktu:

Zestaw akcesoriów do przeprowadzania terapii **Tecar 3.0**. Akcesoria do urządzenia Back 1S i Back 3SE Color.

Więcej o Terapii Tecar

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw akcesoriów Winback 3.0 w którego skład wchodzi:

- elektroda rezystancyjna ręczna o średnicy 60 mm, mocowana w miejsce elektrody dyspersyjnej.

Akcesoria są kompatybilne z urządzeniami Winback Back 1S i Winback Back 3SE Color.

Tecar 3.0 = 2 Elektrody mobilne

Elektrody mobilne (CET lub RET)

CET: do zabiegów miejscowych na tkankach miękkich.

RET: głęboka transmisja energii w tkankach twardych.

Elektroda mobilna (bierna)

Dруга **elektroda** zastępuje elektrodę mocowaną Tecar 1.0, umożliwiając manualne

rozprowadzanie energii.

Każda **elektroda** naprzemiennie emituje energię **Winback** umożliwiając ukierunkowane i bardzo szybkie **leczenie** (mniej niż 10 minut) skoncentrowane miejscowo.

Aby używać Tecar 3.0 trzeba posiadać dogłębną wiedzę o energii Winback. Ale warto! Opanowanie energii **Winback** pozwala z łatwością poddawać terapii stany trudne do wyleczenia.

Akcesoria do przeprowadzania terapii **Tecar** firmy **Winback** rozszerzają możliwości pracy z pacjentem. Dostępne różne rozmiary **elektrod Tecar** oraz inne akcesoria pomocnicze. Oferujemy **elektrody Tecar** pojemnościowe, bierne i **elektrody** rezystancyjne. Działanie terapii **Tecar** opiera się na wykorzystaniu fali radiowej wysokiej częstotliwości (terapia radiofalowa ukierunkowana, diatermia oporowo- pojemnościowa). **Terapia Tecar** najczęściej wykorzystywana jest w leczeniu chorób kości, **urazów więzadeł i mięśni**. Terapia **Tecar** jest niezwykle skuteczna w połączeniu z terapią manualną.

W celu przedłużenia żywotności **elektrod Tecar** – rekomendujemy stosowanie **kremu do terapii Tecar** firmy **Winback**, który jest kompatybilny także z produktami **Indiba Activ** i **Doctor Tecar**. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości jest również świetną alternatywą dla **kremu PROIONIC** oraz **Indiba Activ**.

Poznaj mity na temat terapii Tecar Winback:

Informacje:

Terapia Tecar: Elektrody
Terapia Tecar: Zestawy
Terapia Tecar: Akcesoria
Kategoria: Terapia Tecar

Model: