



Elektrostymulator Compex FIT 1.0

Opis produktu:

Elektrostymulator FIT 1.0 Compex to **4-kanalowy elektrostymulator** przeznaczony dla fanów fitness. **Elektrostymulator Compex FIT 1.0** posiada dedykowane programy do treningu fitness dla Pań i Panów oraz 3 programy Wellness (program przeciwbólowy TENS i masaż relaksacyjny).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrostymulator Compex Fit 1.0 jest przewodowym stymulatorem mięśni z serii **FIT** firmy **Compex**. Urządzenie zaprojektowano dla fanów **fitness**, którzy ćwiczą 1-3 razy w tygodniu. **Elektrostymulator** wybierany jest przez osoby dbające o wygląd i zdrowie. **Stymulator mięśni FIT 1.0** nie jest wyposażony w technologię MI, posiada jednak podstawowe funkcje stymulacji elektrycznej. W programach urządzenia Fit 1.0 znajdziemy programy do treningu fitness dla Pań i Panów oraz 2 programy Wellness (program przeciwbólowy TENS i masaż relaksacyjny).

Elektrostymulacja z Compex FIT 1.0

Elektrostymulator **Compex FIT 1.0** jest najprostszym urządzeniem z serii oferowanych modeli elektrostymulatorów oraz najatrakcyjniejszym cenowo urządzeniem dla osób pragnących wspomagać trening **elektrostymulacją**. Minusem modelu jest brak funkcji MI. **Stymulator FIT 1.0** posiada wszystkie podstawowe funkcje elektrostymulacji i może być używany do rozwoju mięśni i kształtowania rzeźby. Pomaga także w relaksacji.

Programy stymulatora treningowego Compex FIT 1.0

- **Dla niego:** wzmacnianie bicepsów, wzmacnianie mięśni czworogłowych, budowa mięśni brzucha, budowa mięśni klatki piersiowej
- **Dla niej:** kształtowanie mięśni pośladków, wzmocnienie ramion, wzmacnianie mięśni ud, tonowanie mięśni brzucha
- **Wellness:** masaż przeciwbólowy TENS, masaż relaksacyjny

Zestaw Compes FIT 1.0

- stymulator
- zestaw 4 przewodów zatrzaskowych
- ładowarka
- zaczep do paska
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×5 cm
- etui
- instrukcja obsługi

Zobacz jak działa elektrostymulacja Compex

Zobacz jak korzystać z elektrostymulatorów Compex

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna

Przeznaczenie: sport

Waga: 1.3 kg

Klasyfikacja: produkt medyczny

Ilość kanałów: 4

Ilość gotowych programów: 10

Rodzaj stymulatora: przewodowe

Typy prądów: TENS

Wymiary: 272 x 175 x 120 mm

Natężenie prądu: 120mA, 400us

Technologia: Przewodowa

Model: