



Elektrostymulator Compex FIT 5.0

Opis produktu:

Elektrostymulator FIT 5.0 Compex to bezprzewodowy **4-kanalowy elektrostymulator** przeznaczony dla osób trenujących każdego dnia. **Elektrostymulator Compex FIT 5.0** posiada 30 dedykowanych programów. **Bezprzewodowy elektrostymulator mięśni FIT 5.0** to urządzenie maksymalizujące najlepsze osiągnięcia w dziedzinie EMS.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrostymulator Compex Fit 5.0 jest bezprzewodowym stymulatorem mięśni z serii **FIT** firmy

Complex. Stymulator mięśni FIT 5.0 został zaprojektowany z myślą o osobach aktywnie trenujących każdego dnia. W programach Fit 5.0 znajdziemy programy do treningu fitness, program łagodzenia bólu TENS, rehabilitacja oraz odnowa i masaż.

Elektrostymulacja z Complex FIT 5.0

Elektrostymulator Complex FIT 5.0 rozwija mięśnie, rzeźbi ciało, a także pomaga się zrelaksować. Stymulator treningowy wyposażony jest w unikalną technologię MI (skanowanie mięśni), dzięki czemu dostosowuje pracę indywidualnie do każdego mięśnia użytkownika, aby zapewnić jak najbardziej efektywną elektrostymulację, zapewniając komfort użytkowania i lepszą wydajność. **Stymulator Complex Fit 5.0** jest wybierany przez sportowców profesjonalnych i amatorów. Mobilność i szeroka gama programów Fitness pozwala zindywidualizować trening. Przydatność stymulatora docenimy zarówno przed sesją fitnessową, w jej trakcie, a także w sesjach regeneracyjnych po treningu fitness.

Programy stymulatora treningowego Complex FIT 5.0

- **Fitness:** wzmacnianie ramion, wzmacnianie ud, budowa mięśni brzucha, rozbudowa klatki piersiowej, zwiększanie mocy, rozgrzewka, budowa mięśni brzucha, kształtowanie pośladków, rozbudowa masy mięśniowej, kapilaryzacja drenaż limfatyczny
- **Łagodzenie bólu:** TENS przeciwbólowy, zmniejszenie napięcia mięśniowego, bóle mięśniowe, ból karku, ból pleców, uczucie ciężkich nóg, zapobieganie skurczom
- **Rehabilitacja:** atrofia mięśniowa, wzmocnienie mięśni
- **Odnowa/Masaż:** masaż po treningu, masaż regeneracyjny, redukcja bólu, masaż przywracający

Zestaw Compes FIT 5.0

- stymulator bezprzewodowy
- 2 moduły
- stacja dokująca
- ładowarka
- zaczep do paska
- 1 torebka elektrod zatrzaskowych 5×10 cm
- 1 torebka elektrod zatrzaskowych 5×5 cm
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm (1 zaczep)
- etui
- przewód USB
- instrukcja obsługi

Funkcje elektrostymulatora Complex FIT 5.0

- **Mi-Scan** – pozwala odpowiednio przeskanować mięśnie użytkownika i automatycznie dostosowuje parametry stymulatora do fizjologii
- **MI-Range** – wskazuje optymalny poziom stymulacji dla programów Odnowy/Masażu

Zobacz jak działa elektrostymulacja Complex

Zobacz jak korzystać z elektrostymulatorów Complex

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna
Przeznaczenie: sport
Klasyfikacja: produkt medyczny
Ilość kanałów: 2 (z możliwością zwiększenia do 4)
Ilość gotowych programów: 30
Rodzaj stymulatora: bezprzewodowe
Typy prądów: TENS
Natężenie prądu: 120mA, 150Hz, 400us
Technologia: Bezprzewodowa

Model: