



Elektrostymulator Compex SP 2.0

Opis produktu:

Elektrostymulator Compex SP 2.0 to przewodowy **4-kanalowy elektrostymulator** przeznaczony dla sportowców i osób trenujących raz lub dwa razy w tygodniu. **Elektrostymulator Compex SP 2.0** posiada 20 dedykowanych programów. **Elektrostymulator mięśni SP 2.0** to urządzenie wyposażone w technologię MI, która skanuje mięśnie i personalizuje stymulację.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrostymulator Compex SP 2.0 przeznaczony dla sportowców i osób ćwiczących raz lub dwa razy w tygodniu. **Stymulator mięśni SP 2.0** wyposażony w technologię MI, która skanuje mięśnie i personalizuje stymulację według indywidualnych cech fizjologicznych. Urządzenie pozwala na regenerację po okazjonalnym wysiłku, indywidualne programy dostosowane do relaksu oraz ujędrniania mięśni pomagają w kształtowaniu sylwetki. Jest to najlepszy wybór dla osób szukających dobrego stosunku ceny do jakości i możliwości. Umiarkowana cena i spory wybór programów **elektrostymulatora SP 2.0** sprawia, że stymulator jest chętnie wybierany przez osoby zaczynające przygodę z wspomaganiem treningu **elektrostymulacją**.

Elektrostymulacja z Compex SP 2.0

Urządzenie treningowe wyposażone jest w unikalną **technologię MI** odpowiedzialną za przekazywanie informacji dotyczących pracy mięśni. Stymulatory firmy Compex dostosowują się do organizmu osoby ćwiczącej, aby zapewnić najbardziej efektywną elektrostymulację, oferując jednocześnie większy komfort oraz lepszą wydajność. **Stymulator treningowy** skanuje mięśnie i automatycznie dostosowuje parametry do fizjologii.

Programy stymulatora treningowego Compex SP 2.0

- **Fitness:** wzmacnianie ramion, wzmacnianie ud, rozbudowa mięśni brzucha, rozbudowa klatki piersiowej
- **Łagodzenie bólu:** TENS przeciwbólowy, zmniejszenie napięcia mięśniowego, bóle mięśniowe, ból karku, ból pleców, uczucie ciężkich nóg, zapobieganie skurczom
- **Trening:** wytrzymałość, odporność, siła, siła eksplozywna, budowa masy mięśniowej, rozgrzewka, kapilaryzacja
- **Odnowa/Masaż:** masaż po treningu, masaż relaksacyjny, redukcja bólu

Zestaw Compex SP 2.0

- stymulator
- zestaw 4 przewodów zatrzaskowych
- przewód MI-Sensor
- ładowarka
- torba transportowa
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×5 cm
- instrukcja obsługi

Funkcje elektrostymulatora Compex SP 2.0

- **Mi-Scan** – pozwala odpowiednio przeskanować mięśnie użytkownika i automatycznie dostosowuje parametry stymulatora do fizjologii

Zobacz jak działa elektrostymulacja Compex

Zobacz jak korzystać z elektrostymulatorów Compex

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna

Przeznaczenie: sport

Klasyfikacja: produkt medyczny

Ilość kanałów: 4

Ilość gotowych programów: 20

Rodzaj stymulatora: przewodowe

Typy prądów: TENS

Model:

Natężenie prądu: 120mA, 150Hz, 400us
Technologia: Przewodowa