



Elektrostymulator Compex SP 4.0

Opis produktu:

Elektrostymulator Compex SP 4.0 to przewodowy **4-kanalowy elektrostymulator** przeznaczony dla sportowców i osób trenujących trzy razy w tygodniu. **Elektrostymulator Compex SP 4.0** posiada 30 dedykowanych programów. **Elektrostymulator mięśni SP 4.0** to urządzenie wyposażone w technologię MI, która skanuje mięśnie i personalizuje elektrostymulację.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrostymulator Compex SP 4.0 zwiększa siłę i przywraca objętość mięśni, relaksuje i przyspiesza regenerację. **Stymulator mięśni SP 4.0** wyposażony w technologię MI, która skanuje mięśnie i personalizuje stymulację według indywidualnych cech fizjologicznych.

Elektrostymulator Compex SP 4.0 oferuje również programy rehabilitacyjne, wychodzące na przeciw oczekiwaniom osób ćwiczących regularnie. **Elektrostymulator SP 4.0** jest najwyższym modelem z serii przewodowych **stymulatorów** firmy **Compex**.

Elektrostymulacja z Compex SP 4.0

Elektrostymulator Compex SP 4.0 jest często używany i rekomendowany przez czołowych sportowców na świecie. Urządzenia firmy Compex są wykorzystywane nie tylko do poprawy osiągnięć i wyników, ale też do aktywnej rozgrzewki, odnowy i regeneracji po treningach, zawodach i kontuzjach. Połączenie technologii z mobilnością pozwala zindywidualizować trening dla danej osoby. Urządzenie **Compex SP 4.0** wyposażone jest w unikalną technologię MI odpowiedzialną za przekazywanie informacji dotyczących pracy mięśni. **Stymulatory** firmy Compex dostosowują się do organizmu osoby ćwiczącej, aby zapewnić najbardziej efektywną elektrostymulację, oferując jednocześnie większy komfort oraz lepszą wydajność. Stymulator treningowy skanuje mięśnie i automatycznie dostosowuje parametry do fizjologii.

Programy stymulatora treningowego Compex SP 4.0

- **Fitness:** wzmacnianie ramion, wzmacnianie ud, rozbudowa mięśni brzucha, rozbudowa klatki piersiowej, kształtowanie pośladków
- **Łagodzenie bólu:** TENS przeciwbólowy, zmniejszenie napięcia mięśniowego, bóle mięśniowe, ból karku, ból pleców, uczucie ciężkich nóg, zapobieganie skurczom, zapalenie ścięgien
- **Trening:** wytrzymałość, odporność, siła, siła eksplozywna, roztrenowanie, wzmocnienie mięśni głębokich, hipotrofia, budowa masy mięśniowej, rozgrzewka, kapilaryzacja
- **Rehabilitacja:** atrofia mięśniowa, wzmocnienie mięśni

Zestaw Compes SP 4.0

- stymulator
- zestaw 4 przewodów zatrzaskowych
- przewód MI-Sensor
- ładowarka
- torba transportowa
- zaczep do paska
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×5 cm
- instrukcja obsługi

Funkcje elektrostymulatora Compex SP 4.0

- **Mi-Scan** – urządzenie pozwala odpowiednio przeskanować mięśnie użytkownika i automatycznie dostosowuje parametry stymulatora do fizjologii użytkownika
- **Mi-Tens** – na koniec warto wspomnieć jeszcze o skanowaniu mięśni i automatycznym dopasowaniu stymulacji do fizjologii organizmu użytkownika
- **Mi-Range** – kolejną funkcją jest wskazanie odpowiedniej stymulacji dla programów przeznaczonych do odnowy i masażu

Zobacz jak działa elektrostymulacja Compex

Zobacz jak korzystać z elektrostymulatorów Compex

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna
Przeznaczenie: sport
Klasyfikacja: produkt medyczny
Ilość kanałów: 4
Ilość gotowych programów: 30
Rodzaj stymulatora: przewodowe
Typy prądów: TENS
Natężenie prądu: 120mA, 150Hz, 400us
Technologia: Przewodowa

Model: