

Elektrostymulator Compex SP 6.0



Opis produktu:

Elektrostymulator Compex SP 6.0 to bezprzewodowy **4-kanalowy elektrostymulator** zaprojektowany dla sportowców, którzy trenują częściej niż trzy razy w tygodniu. **Elektrostymulator Compex SP 6.0** posiada 30 dedykowanych programów. **Elektrostymulator mięśni SP 6.0** to urządzenie wyposażone w technologię MI-SCAN i MI RANGE.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrostymulator Compex SP 6.0 jest bezprzewodowym elektrostymulatorem treningowym zaprojektowanym dla regularnie trenujących sportowców. Posiada cztery kanały i 30 programów treningowych (fitness, łagodzenia bólu, odnowy i masażu oraz programy rehabilitacyjne).

Elektrostymulator Compex SP 6.0 zwiększa wytrzymałość i siłę mięśni. **Elektrostymulator SP 6.0** umożliwi relaks i odzyskanie siły przed kolejnym wysiłkiem. Urządzenie treningowe zostało zaprojektowane z myślą o sportowcach trenujących więcej niż trzy razy w tygodniu. Seria produktów Compex Sport (SP) została zaprojektowana dla sportowców wyczynowych, profesjonalnych, ale zaprojektowane funkcje mogą być także przeznaczone do użytku amatorskiego. Łatwy w obsłudze kolorowy ekran, pokazuje gdzie umieszczać elektrody.

Programy stymulatora treningowego Complex SP 6.0

- **Fitness:** wzmacnianie ramion, wzmacnianie ud, rozbudowa mięśni brzucha, rozbudowa klatki piersiowej, kształtowanie pośladków
- **Łagodzenie bólu:** przeciwbólowy, zmniejszenie napięcia mięśniowego, bóle mięśniowe, ból karku, ból pleców, lumbago, łokieć tenisisty, zapalenie ścięgien, uczucie ciężkich nóg, zapobieganie skurczom
- **Trening:** wytrzymałość, odporność, siła, siła eksplozywna, roztrenowanie, wzmocnienie stawu skokowego, cross training, zwiększenie mocy, wzmocnienie mięśni głębokich, hipotrofia, budowa masy mięśniowej, wzmocnienie przedstartowe, rozgrzewka, kapilaryzacja
- **Rehabilitacja:** atrofia mięśniowa, wzmocnienie mięśni
- **Odnowa/Masaż** regeneracja po treningu, regeneracja startowa, masaż relaksacyjny, redukcja bólu, masaż przywracający

Zestaw Compes SP 6.0

- stymulator bezprzewodowy
- pilot
- 4 moduły
- stacja dokująca
- ładowarka
- etui
- przewód USB
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×5 cm
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm (1 zaczep)
- instrukcja obsługi

Funkcje elektrostymulatora Complex SP 6.0

- **Mi-Scan** – urządzenie pozwala odpowiednio przeskanować mięśnie użytkownika i automatycznie dostosowuje parametry stymulatora do fizjologii użytkownika
- **Mi-Range** – kolejną funkcją jest wskazanie odpowiedniej stymulacji dla programów przeznaczonych do odnowy i masażu

Zobacz jak działa elektrostymulacja Complex

Zobacz jak korzystać z elektrostymulatorów Complex

Informacje:

Przeznaczenie: sport
Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna
Klasyfikacja: produkt medyczny
Ilość kanałów: 4
Ilość gotowych programów: 30
Rodzaj stymulatora: bezprzewodowe
Typy prądów: TENS

Model:

Natężenie prądu: 120mA, 150Hz, 400us
Technologia: Bezprzewodowa