



## Elektrostymulator Compex SP 8.0

### Opis produktu:

**Elektrostymulator Compex SP 8.0** jest bezprzewodowym stymulatorem treningowym zaprojektowanym dla regularnie trenujących sportowców. Posiada cztery kanały i aż 40 programów – 13 treningowych, 10 programów fitness, 10 z łagodzenia bólu, 5 z odnowy i masaży oraz dwa programy rehabilitacyjne.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Elektrostymulator Compex SP 8.0** przyspiesza regenerację, zwiększa wydolność, siłę i

wytrzymałość, pomaga uniknąć kontuzji i łagodzi ból. **Stymulator bezprzewodowy**, produkt najwyższej klasy, zaprojektowany dla sportowców regularnie trenujących i biorących udział w zawodach. **Elektrostymulator Compex SP 8.0** został stworzony z myślą o najbardziej wymagających klientach. Wysoka jakość wykonania, pełen zakres funkcji oraz niezawodność elektrostymulatora sprawia, że jest jednym z najczęściej wybieranych przez zawodowych sportowców i amatorów. Urządzenie pozwala na wsparcie treningu w sposób umożliwiający osiągnięcie lepszych rezultatów.

### Programy stymulatora treningowego Compex SP 8.0

- **Fitness:** wzmocnienie ramion, wzmacnianie uda, rozbudowa mięśni brzucha, wzmocnienie bicepsów, wzmocnienie barków, rozbudowa mięśni klatki piersiowej, wzmocnienie mięśni brzucha, kształtowanie pośladków, zwiększenie mocy, drenaż limfatyczny
- **Łagodzenie bólu:** przeciwbólowy, zmniejszenie napięcia mięśniowego, bóle mięśniowe, ból karku, ból pleców, lumbago, łokieć tenisisty, zapalenie ścięgien, uczucie ciężkich nóg, zapobieganie skurczom
- **Trening:** wytrzymałość, odporność, siła, siła eksplozywna, roztrenowanie, wzmocnienie stawu skokowego, cross training, zwiększenie mocy, wzmocnienie mięśni głębokich, hipotrofia, budowa masy mięśniowej, wzmocnienie przedstartowe, rozgrzewka, kapilaryzacja
- **Rehabilitacja:** atrofia mięśniowa, wzmocnienie mięśni
- **Odnowa/Masaż** regeneracja po treningu, regeneracja startowa, masaż relaksacyjny, redukcja bólu, masaż przywracający

### Zestaw Compex SP 8.0

- stymulator bezprzewodowy
- 4 moduły
- stacja dokująca
- ładowarka
- etui
- etui ze smyczą
- przewód USB
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×5 cm
- 2 torebki elektrod zatrzaskowych 5×10 cm (1 zaczep)
- instrukcja obsługi

### Funkcje elektrostymulatora Compex SP 8.0

- **Mi-Scan** - urządzenie pozwala odpowiednio przeskanować mięśnie użytkownika i automatycznie dostosowuje parametry stymulatora do fizjologii użytkownika
- **Mi-AutoRange** - nowa funkcja, która umożliwia określenie najbardziej odpowiedniego poziomu stymulacji na wszystkich kanałach
- **Mi-Action** - optymalizuje skuteczność sesji łącząc dobrowolne skuteczne. Pozwala to na całkowitą kontrolę w trakcie treningu
- **Mi-Tens** - ułatwia dostosowanie poziomów stymulacji dla programów zwalczania bólu w celu uzyskania optymalnych rezultatów użytkownika

### Zobacz jak działa elektrostymulacja Compex

## Zobacz jak korzystać z elektrostymulatorów Complex

### Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna  
Przeznaczenie: sport  
Klasyfikacja: produkt medyczny  
Ilość kanałów: 4  
Ilość gotowych programów: 40  
Rodzaj stymulatora: bezprzewodowe  
Typy prądów: TENS  
Natężenie prądu: 120mA, 150Hz, 400us  
Technologia: Bezprzewodowa

### Model: