



Siłownia Kettler Multigym - Atlas wielofunkcyjny Kettler

Opis produktu:

Siłownia Multigym 7752-850 Kettler to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących sobie wszechstronność użycia i najwyższą jakość sprzętu. 80-kilogramowe obciążenie pozwala dozować w 16 stopniach trening na butterfly, a także na wyciągu z wieżą latissimus oraz wyciskanie na ławce.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kettler Multigym

Siłownia Multigym Kettler to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących sobie wszechstronność użycia i najwyższą jakość sprzętu, a przy tym zapewnia trening domowy równie profesjonalny jak na siłowni. Zestaw składa się z 16 odważników o masie po 5kg każdy. Dzięki temu możesz siłą mięśni unosić nawet do 80kg. 5-kilogramowe sztabki gwarantują płynną regulację obciążenia - zwiększysz je stopniowo wraz z postępami i upływem czasu, a ryzyko kontuzji i przeciążenia ograniczysz do minimum.

Ćwiczenia

- motylek do przodu
- wyciskanie na ławce siedząc
- Latissimus
- wiosłowanie/naciąg liny z dołu
- prostowanie nóg
- uginanie nóg

Specyfikacja techniczna:

Wyposażenie	
Bloki ciężarków	5 - 80 kg (16 x 5 kg)
Butterfly z mechanizmem mimośrodowym	tak
Kolor	Czarny

Maksymalna masa ciała	130 kg
Regulowany pałąk do ćwiczeń Butterfly	tak
Tapicerowane siedzisko z regulacją wysokości	tak
Łożyskowane kółka do wyciągów linowych	tak
Stanowisko treningowe	
Brzuszki w pozycji siedzącej	tak
Butterfly do przodu	tak
Regulowany pałąk do wyciskania	tak
SYSTEM 3D FLEXMOTION	tak
Wieżyczka Latissimus	tak
Wiosła	tak
Wyciskanie na ławce w pozycji siedzącej	tak
Dane techniczne	
Liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego / system wyciągowy z linami poliestrowymi	Tak / -
Maks. obciążenie wagowe	80 kg
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm)	170 / 109 / 200

Informacje:
Opcje produktu: