



Siłownia Kettler Multigym Plus - Atlas wielofunkcyjny Kettler

Opis produktu:

Siłownia MULTIGYM Plus jeszcze bardziej wciągnie Cię w trening. Siłownia z systemem 3D Flexmotion wzbogaci Twój trening o zróżnicowany i niezwykle efektywny trening na wyciągu linowym.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kettler Multigym Plus

Siłownia Multigym Kettler Plus to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących sobie wszechstronność użycia i najwyższą jakość sprzętu, a przy tym zapewnia trening domowy równie profesjonalny jak na siłowni. Zestaw składa się z 16 odważników o masie po 5kg każdy. Dzięki temu możesz siłą mięśni unosić nawet do 80kg. 5-kilogramowe sztabki gwarantują płynną regulację obciążenia - zwiększysz je stopniowo wraz z postępami i upływem czasu, a ryzyko kontuzji i przeciążenia ograniczysz do minimum.

Specyfikacja techniczna:

Wyposażenie	
Bloki ciężarków	5 - 80 kg (16 x 5 kg)
Butterfly z mechanizmem mimośrodowym	tak
Kolor	czarny
Maksymalna masa ciała	130 kg
Regulowany pałąk do ćwiczeń Butterfly	tak
Tapicerowane siedzisko z regulacją wysokości	tak
Łożyszkowane kółka do wyciągów linowych	tak
Stanowisko treningowe	

Brzuszek w pozycji siedzącej	tak
Butterfly do przodu	przez system 3D Flexmotion
Regulowany pałk do wyciskania	tak
SYSTEM 3D FLEXMOTION	tak
Wieżyczka Latissimus	tak
Wiosła	tak
Wyciskanie na ławce w pozycji siedzącej	tak
Dane techniczne	
Liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego / system wyciągowy z linami poliestrowymi	tak / tak
Maks. obciążenie wagowe	80 kg 3D-Flexmotion: 2 x 40 kg
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm)	181 / 156 / 200

Informacje:
Opcje produktu: