

Zestaw Cardio Puls Set Polar

Opis produktu:

Cardio Puls Set to miernik tętna, który pozwala na pomiar tętna z dokładnością pomiaru EKG.

Produkt archiwalny



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw Cardio Puls Set Polar

Pomiar tętna wykonywany jest z dokładnością EKG. Zestaw przeznaczony jest do urządzeń cardio firmy KETTLER, zaopatrzonych w funkcję pomiaru tętna. Dane mierzone w okolicy klatki piersiowej są przekazywane bezprzewodowo do komputera sprzętu fitness i wyświetlane na nim cyfrowo. Zestaw Cardio Puls Set składa się z pasa piersiowego marki POLAR oraz odbiornika impulsów na wtyk.

Informacje:

Opcje produktu: