

KETTLER - Odbiornik Impulsów Na Wtyk POLAR

Opis produktu:

Odbiornik impulsów na wtyk pozwala na korzystanie z pasa na klatkę piersiową POLAR do pomiaru tętna, nawet jeżeli urządzenie nie posiada zintegrowanego odbiornika telemetry.

Produkt archiwalny



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

KETTLER - Odbiornik Impulsów na wtyk POLAR

Odbiornik impulsów na wtyk pozwala na korzystanie z pasa na klatkę piersiową POLAR do pomiaru tętna, nawet jeżeli urządzenie nie posiada zintegrowanego odbiornika telemetry.

Informacje:

Opcje produktu: