

Parestand urządzenie do reedukacji chodu



Opis produktu:

Parestand to innowacyjne **urządzenie do reedukacji chodu**, które cechuje **prostota konstrukcji** i funkcjonalność zarówno dla pacjentów, jak i fizjoterapeutów.

Produkt archiwalny. Zobacz pozostałe urządzenia do reedukacji chodu w naszej ofercie

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Parestand urządzenie do reedukacji chodu

Parestand to rewolucyjne **urządzenie do reedukacji chodu**, które cechuje prostota konstrukcji i funkcjonalność zarówno dla pacjentów, jak i fizjoterapeutów. Przeznaczone jest do **bezpiecznej nauki chodu** osób, które utraciły tę zdolność w wyniku np. udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, dziecięcego porażenia mózgowego, wypadków komunikacyjnych innych schorzeń.

Zalety urządzenia rehabilitacyjnego **Parestand**:

- wyjątkową prostotą konstrukcji przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich założonych funkcji co jest gwarantem niezawodności i bezpieczeństwa w czasie eksploatacji,
- dobra stabilność przednio-tylną i boczną pacjenta, dzięki systemowi szyn i podwieszanej na nich uprząży,
- innowacyjnym rozwiązaniem jest specjalny system regulacji pozwalający na odciążenie ciężaru ciała pacjenta w zależności od jego sił mięśniowej koniczyń dolnych i ogólnego stanu pacjenta,
- urządzenie umożliwia pionizację pacjenta wprost z wózka,
- pacjent samodzielnie, całkowicie bezpiecznie porusza się siłą własnych mięśni bez potrzeby asekuracji przez fizjoterapeutę,

- urządzenie ma szerokie zastosowanie, szczególnie przydatne w paraplegiach, przepuklinach mózgowo-rdzeniowych, MPD, hemiplegiach, a więc u pacjentów z osłabioną siłą mięśniową kończyn dolnych i zaburzeniami równowagi,
- urządzenie łatwe w montażu (do przeniesienia; waga urządzenia 95kg) może współpracować z innym wyposażeniem: bieżnią, torem przeszkód.

Długość	400 cm
Wysokość	256 cm
Szerokość	100 cm
Waga urządzenia	95 kg
Maksymalna waga ćwiczącego	150 kg
Wartość odciążenia	od 0 do 50 kg

Informacje:

Opcje produktu: