

Wieszak typ 4 na ręcznik papierowy

Opis produktu:

Mocowany do ramy górnej stołu wieszak umożliwia łatwy dostęp do ręcznika papierowego, ułatwiając zachowanie higieny podczas wykonywania zabiegu.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wieszak typ 4

Miejsce montażu	Rama górna
Przeznaczenie	Terapeuta S2, S3, S4, S5, S7 Prestige S2, S3, S4, S5, S7 Elemental S2, S3, S4, S5 Theraspace S2, S4 Nexus S3, S5 (montowany do ramy deski)

Nie wiesz jaki wieszak wybrać?

Typ 3

Terapeuta F0, F4 Elemental F0

Typ 7

Galaxy F0, F4

Typ 8

Prestige F0, F4 Safari F0, F4

Typ 8b

Safari Elephant F0, F4

Typ 11

Terapeuta E-S2 Elemental E-S2 Theraspace E-S2

Typ 1

Terapeuta E-S2 Elemental E-S2 Theraspace E-S2 Leżanka LZM-1

Typ 2

Leżanka LZM-3

Typ 5

Terapeuta P3, P5, P7 Prestige P3, P5, P7

Typ 9

Galaxy S2, S4 Safari S2, S4 Nexus S2, S4, E-S2

Typ 13

Theraspace X Theraspace Z

Informacje:

Kategoria: Akcesoria do stołów
Typ: 1. Wieszak na ręcznik papierowy

Model: