



Auriga XL laser holmowy do zabiegów urologicznych

Opis produktu:

Auriga XL firmy **Boston Scientific** jest prekursorem **laserów holmowych średniej mocy** posiadającym ugruntowaną pozycję na rynku **laserów holmowych**. **Maksymalna moc 50 W** gwarantuje dużą efektywność kruszenia **złogów układu moczowego**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Laser holmowy AURIGA XL

Wysokowydajny, uniwersalny **laser holmowy**, który znajduje zastosowanie przy wielu procedurach **urologicznych**, takich jak **kruszenie kamieni w pęcherzu moczowym, moczowodzie lub nerce, chirurgicznym leczeniu BPH, procedurze HoLEP**, przezcewkowym nacięciu prostaty TUIP, nacięciu szyi pęcherza BNI, zwężen moczowodu oraz cewki moczowej, ablacji i resekcji pęcherza, moczowodu oraz guzów cewki moczowej. **Laser holmowy AURIGA XL** o mocy 50 W i maksymalnej częstotliwości pracy na poziomie 25Hz.

Duża liczba dostępnych akcesoriów czyni z lasera Auriga XL uniwersalne narzędzie w rękach profesjonalnych użytkowników.

Laser holmowy AURIGA XL - wskazania

- Litotrypsja złogów w układzie moczowym,
- Nacięcia zwężen układu moczowego,
- Ablacja tkanki miękkiej,

Laser holmowy AURIGA XL - dane techniczne

Typ laser	holmowy, 2100 nm
Tryby pracy	impulsowy
Moc lasera	do 50 W
Energia impulsu	0,2 - 4,2 J
Częstotliwość	5 - 25 Hz
Dł. impulsu	100 - 800 μ s
Światłowody	wielorazowe światłowody „bare fiber” o średnicy rdzenia od 230 μ m do 800 μ m
Wymagania elektryczne	220-240 VAC 50 Hz, 220 VAC 60 Hz, 16 A
Wymiary	35 x 84 x 104 cm
Waga	90 kg

Informacje:

Moc lasera: do 50 W

Opcje produktu: