

Elektroda uszna (1 para)



Opis produktu:

Elektrody uszne marki **GVB Spes** dostępne są w wersjach wykonanych z kilku różnych materiałów (Ag/AgCl, Sn, Au) z wtykiem żeńskim TP 1,5 mm.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody uszne marki GVB Spes

Numer katalogowy:	Opis:
EAR1226TO-2	Elektrody uszne Sn, kabel o długości 120 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm, 1 para
EAR1026AG-2	Elektrody uszne Ag/AgCl, kabel o długości 100 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm, 1 para
EAR1026GO-2	Elektrody uszne Go, kabel o długości 100 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm, 1 para
EAR1026SO-2	Elektrody uszne Ag/AgCl spiekane, kabel o długości 100 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm, 1 para

Informacje:

Typ elektrody: Uszne

Model:

Elektrody uszne marki GVB Spes: Elektrody

Kabel: 120 cm
Kabel: 100 cm
Materiał: Ag/AgCl
Materiał: Sn
Materiał: Au
Kategoria: Elektrody

uszne Sn, kabel o długości 120 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm, 1 para, Elektrody uszne Ag/AgCl, kabel o długości 100 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm, 1 para, Elektrody uszne Go, kabel o długości 100 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm, 1 para, Elektrody uszne Ag/AgCl spiekane, kabel o długości 100 cm, wtyk żeński TP 1,5 mm, 1 para