



Elektrody uszne SN kabel 1,5m wtyk TP 1,5 mm (1 para)

Opis produktu:

Uniwersalne, cynowe (Sn) elektrody uszne z plastikowymi klipsami i kablem 1,5 m, wtyk 1,5 mm TP.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody uszne SN, kabel 1,5 m, wtyk 1,5 mm (1 para)

Uniwersalne, cynowe (Sn) elektrody uszne z plastikowymi klipsami i kablem 1,5 m, wtyk 1,5 mm TP. Otwory po obu stronach klipsa umożliwiają umieszczenie żelu za pomocą strzykawki, aby zapewnić sygnał o niskiej impedancji.

Indeks:

Opis:

63-100	Elektrody uszne Sn, kabel o długości 150 cm, wtyk TP 1,5 mm, białe, 2 sztuki
63-101	Elektrody uszne Sn, kabel o długości 150 cm,

	wtyk TP 1,5 mm, żółte, 2 sztuki
63-102	Elektrody uszne Sn, kabel o długości 150 cm, wtyk TP 1,5 mm, zielone, 2 sztuki
63-103	Elektrody uszne Sn, kabel o długości 150 cm, wtyk TP 1,5 mm, niebieskie, 2 sztuki
63-104	Elektrody uszne Sn, kabel o długości 150 cm, wtyk TP 1,5 mm, czerwone, 2 sztuki

Informacje:

Typ elektrody: Uszne

Kabel: 150 cm

Materiał: Sn

Promocja: produkty w promocji

Kategoria: Elektrody

Model:

Elektrody uszne SN kabel 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm: Elektrody uszne Sn, kabel o długości 150 cm, wtyk TP 1,5 mm, zielone, 2 sztuki, Elektrody uszne Sn, kabel o długości 150 cm, wtyk TP 1,5 mm, niebieskie, 2 sztuki, Elektrody uszne Sn, kabel o długości 150 cm, wtyk TP 1,5 mm, czerwone, 2 sztuki, Elektrody uszne Sn, kabel o długości 150 cm, wtyk TP 1,5 mm, białe, 2 sztuki, Elektrody uszne Sn, kabel o długości 150 cm, wtyk TP 1,5 mm, żółte, 2 sztuki