



Czepek EEG FlexiCAP z 21 elektrodami

Opis produktu:

Standardowy zestaw FlexiCAP składa się z czepek z 21 elektrodami.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Całkowicie nowy system czepek EEG FlexiCAP marki Deymed charakteryzuje się nawet 3 razy większą trwałością niż standardowe czepek elektrodowe. Okablowanie elektrod umieszczone jest na zewnątrz czepek, dzięki czemu łatwo się dopasowują do kształtu głowy pacjenta.

Elektrody rozmieszczone są zgodnie ze standardem Systemu Międzynarodowego 10/20. Czepek są białe z kolorowymi nasadkami i kablami elektrod. Kolor uzależniony od rozmiaru czepek. Elektrody uziemiająca i referencyjna wbudowana są w czepek i mają odpowiednio kolor brązowy i biały we wszystkich rozmiarach czepek.

Zestaw składa się z czepek, dwóch elektrod usznych oraz kabla przedłużającego ze złączem D-Sub 25 (DB-25). Istnieje możliwość zamówienia czepek FlexiCAP w wersji z 32, 64 lub 128 elektrodami.

Czepek EEG:

Indeks	Opis
62-300	CZEPEK EEG FLEXICAP, ROZMIAR XS (47 - 51 CM), ZIELONY
62-310	CZEPEK EEG FLEXICAP, ROZMIAR S (51-55 CM), ŻÓŁTY

62-320	CZEPEK EEG FLEXICAP, ROZMIAR M (55 – 59 CM), CZERWONY
62-330	CZEPEK EEG FLEXICAP, ROZMIAR L (59 – 63 CM), NIEBIESKI

Informacje:

Kategoria: Czepki EEG
Gwarancja: 6 miesięcy

Model:

Czepki eeg rozm kolor: ROZMIAR S (51-55 CM), ŻÓŁTY, ROZMIAR L (59 – 63 CM), NIEBIESKI, ROZMIAR M (55 – 59 CM), CZERWONY, ROZMIAR XS (47 – 51 CM), ZIELONY