



Czepki elektrodowe FlexiCAP dla dzieci i niemowląt z 21 elektrodami

Opis produktu:

Czepki EEG FlexiCAP dla dzieci i niemowląt marki Deymed charakteryzują się nawet 3 razy większą trwałością niż standardowe czepki elektrodowe.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Całkowicie nowy system czepków EEG FlexiCAP dla dzieci i niemowląt marki Deymed charakteryzuje się nawet 3 razy większą trwałością niż standardowe czepki elektrodowe. Okablowanie elektrod umieszczone jest na zewnątrz czepka, dzięki czemu łatwo się dopasowują do kształtu głowy pacjenta. Elektrody rozmieszczone są zgodnie ze standardem Systemu Międzynarodowego 10/20. Czepki są białe z kolorowymi nasadkami i kablami elektrod. Kolor uzależniony od rozmiaru czepka. Elektrody uziemiająca i referencyjna wbudowana są w czepki i mają odpowiednio kolor brązowy i biały we wszystkich rozmiarach czepków.

Zestaw składa się z czepka, dwóch elektrod usznych oraz kabla przedłużającego ze złączem D-Sub 25 (DB-25).

Czepki EEG dla dzieci i niemowląt:

Indeks	Opis	Cena netto	Cena brutto
62-200	CZEPEK EEG FLEXICAP DLA DZIECI I NIEMOWLĄT (32-39 CM), BRAZOWY	879,16	949,50
62-210	CZEPEK EEG FLEXICAP DLA DZIECI I NIEMOWLĄT (39-43 CM), RÓŻOWY	879,16	949,50

62-220	CZEPEK EEG FLEXICAP DLA DZIECI I NIEMOWLĄT (43-47 CM), NIEBIESKI	879,16	949,50
--------	---	--------	--------

Informacje:

Promocja: produkty w promocji
Kategoria: Czepki EEG
Gwarancja: 6 miesięcy

Model:

Czepek EEG dla dzieci: BRAZOWY (32-39 CM),
RÓŻOWY (39-43 CM), NIEBIESKI (43-47 CM)