



Środek do czyszczenia czepków EEG Capkleen 1000 ml

Opis produktu:

Preparat do czyszczenia czepków EEG.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Środek do czyszczenia czepków EEG

Środek do czyszczenia czepków EEG, który nie pozostawia żadnych pozostałości ani śladów.

Informacje:

Przeznaczenie: EEG
Kategoria: Żele i preparaty
Rodzaj preparatu: Czyszczący
Konsystencja: Płyn
Pojemność: 1000 ml
Klasyfikacja: produkt niemedyczny

Model: