

Elastyczne regulowane pasy piersiowe do mocowania czepków elektrodowych



Opis produktu:

Elastyczne, regulowane pasy do mocowania czepków elektrodowych zapina się wokół klatki piersiowej pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elastyczne, regulowane **pasy do mocowania czepków elektrodowych** zapina się wokół klatki piersiowej pacjenta. Prawidłowe wykorzystanie **pasów piersiowych**, pozwala na utrzymanie **czepka elektrodowego** bezpiecznie na miejscu zmniejszając możliwość wystąpienia artefaktów ruchowych i wysokiej impedancji.

Pasy do mocowania czepków elektrodowych

Indeks	Opis
64-000	Elastyczny, regulowany pas piersiowy do mocowania czepków elektrodowych, kolor żółty, rozmiar XS, długość 50 cm, 1 szt.
64-010	Elastyczny, regulowany pas piersiowy do mocowania czepków elektrodowych, kolor czerwony, rozmiar S/M, długość 80 cm, , 1 szt.
64-020	Elastyczny, regulowany pas piersiowy do mocowania czepków elektrodowych, kolor niebieski, rozmiar L, długość 120 cm, 1 szt.

Informacje:

Kategoria: Akcesoria neurologiczne

Model:

Regulowany pas piersiowy do mocowania czepków : Żółty, rozm. XS, dł. 50 cm, Czerwony, rozm. S/M, dł. 80 cm, Niebieski, rozm. L, dł. 120 cm