

Przenośne źródło światła LED Optim

Opis produktu:

Przenośne źródło światła LED Optim zastępuje zewnętrzne źródło światła oraz światłowód.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Przenośne źródło światła LED do endoskopu

Przenośne (bateryjne) źródło światła LED Optim zastępuje zewnętrzne źródło światła oraz światłowód.

Zalety i Cechy

Zintegrowana konstrukcja – możliwość bezpośredniego połączenia z endoskopami sztywnymi i giętkimi. Zwarta konstrukcja oraz łatwy montaż obsługa zapewnia lekarzowi elastyczność i swobodę obsługi. Urządzenie przystosowane jest do mycia i dezynfekcji powierzchniowej oraz dezynfekcji wysokiego poziomu.

Doskonałe oświetlenie – opatentowane oświetlenie Optilux zapewnia większą jasność tam, gdzie się liczy najbardziej: na końcu dystalnym optyki. Urządzenie zapewnia płynną regulację jasności.

Przenośne – akumulatory litowo-jonowe zapewniają długotrwałą pracę urządzenia oraz umożliwiają wielokrotne ładowanie.

Kompatybilność – łączy się z endoskopami z wykorzystaniem standardowego połączenia i umożliwia podłączenie optyk firmy Storz i R.Wolf. Zapewnia to możliwość pracy źródła światła z endoskopami różnych firm.

Zestaw zawiera:

- 2 akumulatory litowo-jonowe,
- stację dokującą ładowarki,
- zasilacz,

- instrukcję obsługi.

Informacje:

Model: