

Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Myoline XP Extreme



Opis produktu:

Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Myoline XP Extreme

Elektrody Myoline XP Extreme posiadają **ostrą końcówkę** i **gładką powierzchnię kaniuli**, co pozwala na łatwiejsze wprowadzenie igły oraz zapewnia pacjentowi większy komfort podczas badania.

Kolorowe oznaczenie pozwala na szybką weryfikację rozmiaru elektrody. **Znacznik** umieszczony na obudowie elektrody pozwala na określenie kierunku powierzchni rejestrującej sygnały.

Złoczone na całej powierzchni złącza zapewniają pewny kontakt i łatwe podłączenie dedykowanego kabla.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Myoline XP Extreme

Cechy charakterystyczne:

- ostra końcówka, zapewniającej lepsze i mniej bolesne wkłucie igły, zwiększając komfort pacjenta,
- połączane złącza elektrod, zapewniające niski poziom zakłóceń podczas badania EMG
- Wytłaczany, ergonomiczny uchwyt
- znacznik na uchwycie igły, wskazująca położenie powierzchni rejestrującej
- oznaczenia kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru elektrod
- najwyższa jakość produktów zapewniona dzięki starannie przeprowadzanym testom

Numer katalogowy	Rozmiar	Kolor	Opakowanie
D0390302511	25x0,30mm	fioletowy	25 sztuk
D039035302	30x0,35mm	czerwony	25 sztuk
D039035408	40x0,35mm	szary	25 sztuk
D0390453010	30x0,45mm	pomarańczowy	25 sztuk
D039045401	40x0,45mm	czarny	25 sztuk
D039045504	50x0,45mm	żółty	25 sztuk
D039035205	20x0,35mm	biały	25 sztuk
D039035503	50x0,35mm	zielony	25 sztuk
D03950607	60x0,50mm	niebieski	25 sztuk
D039060706	70x0,60mm	brązowy	25 sztuk

Każda elektroda jest sterylna i pakowana indywidualnie. Elektrody wymagają dedykowanego kabla.

Informacje:

Model:

Typy elektrod: koncentryczne

Użycie: jednorazowe

Kabel: brak

Promocja: produkty w promocji

Kategoria: Elektrody

Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe

MYOLINE: D0390302511 - 25 x 0,30 mm,

fioletowe - 25 szt., D039035205 - 20 x 0,35 mm,

białe - 25 szt, D039035302 - 30 x 0,35 mm,

czerwone - 25 szt, D039035408 - 40 x 0,35 mm,

szare - 25 szt, D039035503 - 50 x 0,35 mm,

zielone - 25 szt, D0390453010 - 30 x 0,45

mm, pomarańczowe - 25 szt, D039045401 - 40 x

0,45 mm, czarne - 25 szt, D039045504 - 50 x

0,45 mm, żółte - 25 szt, D039050607 - 60 x 0,50

mm, niebieskie - 25 szt, D039060706 - 70 x 0,60

mm, brązowe - 25 szt