

Drabinka gimnastyczna BenchK 200B/W

Opis produktu:

Drabinka gimnastyczna BenchK 200B oraz 200W - mocowana do ściany **drabinka gimnastyczna** o niewielkich gabarytach zajmuje tylko pół metra kwadratowego powierzchni. Idealna do ćwiczeń, można ją rozbudować o dodatkowy sprzęt.





BenchK®

Zdjęcia produktu:



BenchK®



BenchK®



Szczegółowy opis produktu:

Drabinka gimnastyczna dla dzieci BenchK 200B oraz 200W

Odstaje od ściany na jedyne 15 cm. Na drabince gimnastycznej wykonasz szereg różnych ćwiczeń np. ćwiczenia rozciągające lub ćwiczenia z akcesoriami tj. gumy, TRX. Boczne profile są wykonane z malowanego proszkowo metalu, co daje odporność na zarysowania. Drewniane szczebelki poddane były obróbce oraz lakierowaniu na wodnym podkładzie, są gładkie w dotyku i jednocześnie dłoni nie ślizga się przy wykonywaniu ćwiczeń. Drabinka wytrzymuje obciążenie do 150kg, można uzupełnić o dodatkowy osprzęt: drążek do podciągania i akcesoria dla dzieci (lina do wspinania z huśtawką oraz kółka gimnastyczne).

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Montaż do ściany nie jest możliwy do ścianki działowej cieńszej niż 12 cm. oraz do ściany gips-karton.

Decyzja o i odpowiedzialność o sposobie montażu drabinki leży po stronie klienta.

Informacje:

Kolor: czarny mat
Kolor: drewno bukowe w kolorze dębu
Kolor: czarne matowe profile 210B
Kolor: białe matowe profile 210W
Kolor: biały mat

Model:

BenchK - kolor drabinek: Biała drabinka, Czarna drabinka