

Drabinka gimnastyczna BenchK 700B/W

Opis produktu:

Drabinka gimnastyczna BenchK 700B/W - idealna dla osób, które chcą pracować nad swoją sylwetką w domu. Jej montaż jest bardzo łatwy, a design przemyślano tak, aby pasował do aktualnych trendów aranżacji wnętrz, nie zaburzając ogólnego wystroju mieszkania.



BenchK®

Zdjęcia produktu:



BenchK®



Szczegółowy opis produktu:

Drabinka gimnastyczna BenchK 700B/W

Połączenie litego bukowego drewna i metalu tworzy ten sportowy mebel. Każdy owalny otwór w metalowym profilu zawiera plastikową tulejkę, która chroni drewniany szczebelek. Szczebelki wykonane są z olejowanego litego buku. Drabinka gimnastyczna stworzona została z myślą o osobach, które chcą pracować nad swoją sylwetką w zaciszu swojego domu. Maksymalna waga osoby ćwiczącej przy pomocy drabinki może wynosić aż 150 kg. Drabinka BenchK 700B/W pozwala wykonywać wiele różnorodnych ćwiczeń, zajmując przy tym niewiele miejsca. Jej montaż jest bardzo łatwy, a design przemyślano tak, aby pasował do aktualnych trendów aranżacji wnętrz, nie zaburzając ogólnego wystroju mieszkania.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Montaż do ściany nie jest możliwy do ścianki działowej cieńszej niż 12 cm. oraz do ściany gips-karton.

Decyzja o i odpowiedzialność o sposobie montażu drabinki leży po stronie klienta.

Informacje:

Materiał: metal
Materiał: drewno
Szerokość: 67 cm
Rodzaj: drabinka
Kolor: biały mat
Kolor: czarny mat
Kolor: drewno bukowe w kolorze dębu
Kolor: czarne matowe profile
Wysokość: 230 cm
Sposób mocowania: do ściany
Sposób mocowania: rozporowy
Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
Wymiary: 230 cm x 67 cm
Profile: metalowe
Szczelble: 9 owalnych - z drewna bukowego (30 mm x 40 mm)
Waga produktu: 20 kg
Wysokość pomieszczenia do instalacji: od 250 cm

Model:

Kolor: Biały, Czarny