


Reflexball - Piłka do masażu o średnicy 6/8/9/10 cm



Opis produktu:

Piłeczka (inaczej **jeż sensoryczny, jeż sensomotoryczny**), przeznaczona jest do stymulacji i relaksacji mięśni, pobudzania stref refleksogennych oraz poprawy krążenia krwi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Reflexball - kolczasta piłka do masażu

Reflexball - Piłka do masażu o śr. 6/8/9/10 cm zwana także "jezykiem" przeznaczona jest do stymulacji i relaksacji mięśni, pobudzania stref refleksogennych oraz poprawy krążenia krwi. Jest to przyrząd, który można wykorzystać zarówno do zabawy, ćwiczeń mięśni dłoni, jak i do relaksującego masażu całego ciała. Miękkie kolce delikatnie masują, poprawiając ukrwienie i zmniejszając napięcie mięśni.

2 przezroczyste **piłeczki** do **masażu** - **jezyki sensomotoryczne**.

Reflexball to wykonane z PVC, przezroczyste **piłki** o średnicy 6 cm, 8 cm, 9 cm lub 10 cm z **wypustkami**. Dostępne w kolorze niebieskim [6 cm/9 cm] albo zielonym [8 cm/10 cm].

Reflexball zawdzięczają wszechstronność między innymi starannym wykonaniem oraz wyższą twardością niż Sensyball. Stosowane są zarówno przez **zawodowców** jak i **indywidualnych klientów**, tj. i w **warunkach domowych** i w **placówkach publicznych**, takich jak **salony masażu, szkoły, ośrodki rehabilitacyjne** lub **przedszkola**.

Reflexball zostały stworzone przede wszystkim do **masażu** pobudzającego lub relaksującego mięśnie. Dodatkowo pobudzeniu ulegają **strefy refleksogenne**, **terapia rąk** jest skuteczniejsza, a przy tym polepsza się krążenie krwi.

Proszę pamiętać, że rozmiary piłek wymienione w ofercie są przybliżone ze względu na używane do produkcji materiały oraz samą produkcję.

Dane szczegółowe:

Średnica:	6 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm
Materiał:	PVC
Waga:	-
Kolor:	niebieski [6 cm/9 cm], zielony [8 cm/10 cm]
Zastosowanie:	ćwiczenia sensomotoryczne, masaż
Ograniczenia stosowania:	brak
Stosowanie w terapiach pokrewnych:	tak
Czyszczenie:	mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących

Informacje:

Materiał: PVC
 Zastosowanie: Automasaż i regeneracja powięzi
 Zastosowanie: Rehabilitacja dłoni i wzmacnianie chwytu
 Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
 Rozmiar: Małe piłki
 Kolor: niebieski
 Kolor: zielony
 Średnica: 10 cm
 Średnica: 6 cm
 Średnica: 8 cm
 Średnica: 9 cm

Model:

Rozmiar (centymetry): 6 cm, 8 cm, 8 cm / 2 sztuki, 9 cm, 10 cm