

## Aparat do ultradźwięków SonoOne

### Opis produktu:

Najmniejszy i najlżejszy **aparat** do ultradźwięków **SonoOne** firmy **Zimmer Medizin Systems** idealny do pracy w terenie.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Aparat SonoOne 5360-X01 do ultradźwięków

Urządzenie **SonoOne** firmy **Zimmer Medizin Systems** dzięki niewielkim rozmiarom znakomicie sprawdzi się w terenie. Intuicyjny interfejs oraz kolorowy ekran dotykowy usprawnią pracę z **SonoOne**.

#### Cechy charakterystyczne:

- głowice dwuczęstotliwościowe: 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni 5 cm<sup>2</sup>,
- intuicyjna obsługa,
- kolorowy dotykowy ekran,

- mobilny, znakomity do pracy w terenie,
- regulacja wypełnienia impulsów,
- regulacja częstotliwości impulsów.

**Dane techniczne:**

<b>Częstotliwość [MHz]:</b>	1 i 3
<b>Rodzaj ultradźwięków:</b>	stałe, impulsowe
<b>Regulowana częstotliwość impulsów [Hz]:</b>	10, 20, 50, 100
<b>Cykl pracy:</b>	1:1, 1:2, 1:5, 1:10
<b>Wielkość powierzchni głowicy [cm<sup>2</sup>]:</b>	5, AER=3
<b>Moc [W/cm<sup>2</sup>]:</b>	max. 3
<b>Poziomy natężenia [W/cm]:</b>	0,1 do 3, wyskalowane co 0,1
<b>Liczba połączeń głowic ultradźwiękowych:</b>	1
<b>Wymiary (wys. x szer. x dł.) [cm]:</b>	9,5 x 13,8 x 23,8
<b>Waga [kg]:</b>	1

**Informacje:**

**Model:**

Akcesoria: Z torbą transportową, Bez torby transportowej