

Podnośnik pionizujący pacjenta Verteo

Opis produktu:

Podnośnik pionizujący Verteo ułatwia podnoszenie, transport i pionizację osób z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Verteo - Podnośnik pionizujący pacjenta

Podnośnik stabilizuje poszczególne odcinki ciała pacjenta, a zmiana kąta nachylenia ramienia

podnoszącego pomaga w stopniowym podnoszeniu chorego. Operator podnośnika, dzięki regulacji kąta ramienia podnoszącego, w prosty sposób ustawia określoną pozycję, w której pacjent może przebywać długotrwale. **Podnośnik pionizujący** skutecznie pomaga w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: wstawanie z łóżka, siadanie na łóżko lub krzesło, korzystanie z toalety, transport itp. **Podnośnik Verteo** jest rekomendowany do użytku w placówkach medycznych, sanatoriach, domach pomocy i innych ośrodkach opieki.

Cechy charakterystyczne

- możliwość stosowania w małych pomieszczeniach,
- w zestawie pasy stabilizujące podudzia,
- funkcja awaryjnego opuszczania,
- maksymalne bezpieczeństwo i komfort,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- bardzo łatwy w manewrowaniu,
- odciążenie kręgosłupa operatora podczas podnoszenia i przenoszenia,
- pochylony i demontowalny podnóżek,
- wskaźnik serwisowy na pilocie,
- szeroki pedał hamulca "kick pedal" – jego duża powierzchnia pozwala na wygodną obsługę każdym rodzajem obuwia,
- możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub toaletę, dzięki rozchylanym nogom urządzenia,
- zastosowanie wysokiej jakości elektrycznych podzespołów,
- ergonomiczne rozwiązania: kilka miejsc chwytu, oparcie nóg pochylone względem podnóżka,
- akumulator litowo-jonowy o długiej żywotności, demontowalny
- klasa szczelności urządzenia IPX4

IPX4

×

Urządzenie jest odporne na zachlapanie wodą z dowolnego kierunku. Oznacza to, że może być używane na zewnątrz podczas deszczu lub w wilgotnych warunkach, nie narażając się na uszkodzenia spowodowane niewielką ilością wody. Klasa IPX4 nie gwarantuje jednak pyłoszczelności. Klasa IPX4 nie chroni przed zanurzeniem w wodzie ani przed strumieniem wody pod ciśnieniem.

Zamknij okno

Ergonomia i komfort pracy personelu

W nowej wersji urządzenia zastosowano **zmodernizowany system blokady kół typu „kick pedal”**. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o specyfice pracy w placówkach medycznych i opiekuńczych. Mechanizm umożliwia szybkie i bezwysiłkowe zwolnienie hamulca poprzez naciśnięcie stopą, eliminując konieczność podważania dźwigni od dołu. Jest to udogodnienie dedykowane personelowi korzystającemu z profilowanego obuwia medycznego (w tym typu drewniaki), znacząco wpływające na płynność i wygodę codziennych czynności pielęgnacyjnych.

Solidna konstrukcja i design

Podnośnik charakteryzuje się **wzmocnioną obudową wykonaną z blachy o zwiększonej grubości**. Zmiana ta podkreśla wysoką jakość wykonania urządzenia oraz nadaje konstrukcji wizualną stabilność. Zastosowanie solidniejszych materiałów w elementach obudowy wpisuje się w nasze standardy produkcji, zapewniając urządzeniu profesjonalny wygląd i zwiększoną odporność na czynniki eksploatacyjne, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Wyjmowany podnózek - pozwala korzystać z windy do nauki chodu

Wsparcie kości piszczelowej - umożliwia podparcie nóg pacjenta w okolicy piszczelowej

Solidne mocowanie pasa podnoszącego (4-punktowe) - klipsy do ramion podnoszących pas podnoszący

Mocowanie paska na nogi - urządzenie ma dwa paski do zabezpieczenia nóg podczas pracy

Kółka z hamulcem - hamulce w tylnych kołach uniemożliwiają ruch urządzenia podczas użytkowania

Pilot zdalnego sterowania - ergonomiczny i łatwy w użyciu

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

Przeciągnij, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

Informacje:

Szerokość: 75 cm
Długość: 108 cm
Wysokość: 113 cm
Maksymalny udźwig: 230 kg
Sterowanie: pilot przewodowy
Zakres podnoszenia: 78-174 cm
Promień skrętu: 62-70 cm
Wysokość nóg podstawy: 11,5 cm
Masa urządzenia: 60 kg
Funkcje: podnoszenie z podłogi
Funkcje: wsparcie chodzenia
Zastosowanie: pionizacja
Zastosowanie: nauka chodzenia
Zastosowanie: transport pacjenta
Typ produktu: Podnośnik
Kategoria produktu: Podnośniki dla niepełnosprawnych
Rodzaj konstrukcji: mobilny
Regulacja rozstawu nóg: elektryczna
Awaryjne opuszczanie: tak
Szerokość podstawy zewnętrzna minimalna: 66 cm
Szerokość podstawy wewnętrzna maksymalna: 101 cm

Model: