

## MANUTHERA 242 - stół do terapii manualnej chiropraktyki i osteopatii



### Opis produktu:

Zaprojektowany w Finlandii stół Manuthera 242 wyznacza nowe standardy w terapii manualnej. Umożliwia płynne manipulacje w trzech płaszczyznach, wspierając kompleksową terapię całego kręgosłupa. Ergonomiczna konstrukcja oraz funkcja uskołu trakcyjnego pozwalają na zaawansowane techniki mobilizacji, chroniąc jednocześnie zdrowie terapeuty.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

STÓ? DO TERAPII MANUALNEJ, CHIROPRAKTYKI I OSTEOPATII

### Manuthera 242

Jako terapeuta manualny codziennie mierzysz się z wieloma wyzwaniami. Precyzyjne manipulacje kręgosłupa, długotrwałe zabiegi obciążające Twoje ciało, konieczność dostosowania pozycji do różnych technik terapeutycznych, potrzeba zachowania najwyższej dokładności przy jednoczesnej dbałości o własne zdrowie – to wyzwania, które bezpośrednio wpływają na jakość Twojej pracy. Co gdyby istniało rozwiązanie, które zwiększy efektywność Twojej pracy przy jednoczesnej ochronie

Twojego zdrowia?

## Rozwiązanie, które zmienia zasady gry

Stół Manuthera 242, teraz dostępny w kolorze węgla, wyznacza nowe standardy w terapii manualnej. Wyposażony w system podwójnych zsynchronizowanych silników, umożliwia wykonywanie złożonych technik terapeutycznych z wysoką precyzją. Połączenie płynnych ruchów 3D i zaawansowanej trakcji wspiera terapeutę w skomplikowanych manipulacjach wymagających jednoczesnej kontroli wielu parametrów.

## Korzyści dla Twojej praktyki

Manuthera 242 rozszerza możliwości gabinetu o precyzyjne techniki manipulacyjne, jednocześnie chroniąc zdrowie terapeuty dzięki ergonomicznej konstrukcji. System automatycznej blokady oraz intuicyjne sterowanie zapewniają bezpieczeństwo i szybkie przygotowanie do zabiegu, podczas gdy płynność wykonywanych manipulacji przekłada się na większy komfort, i zaufanie pacjentów.

## Trakcja odcinka szyjnego

Sekcja zagłówek zapewnia bezpieczną mobilizację odcinka szyjnego poprzez ruchy zgięcia, wyprostu i skłonu w bok. Płynna praca oraz możliwość precyzyjnego zablokowania wybranej pozycji daje dostęp do bocznych powierzchni stawów i więzadeł kręgosłupa szyjnego. Wbudowana funkcja trakcji daje dodatkowe narzędzie pozwalające pracować z nadmiernym napięciem mięśni zaopatrujących szyję.

## Manipulacja odcinka piersiowego

Środkowa oraz górna część stołu umożliwia zarówno zginanie i prostowanie odcinka piersiowego, jak i ruch boczny oraz obwodzenie 3D. Możliwość pochylania blatu pozwala wykorzystać siłę grawitacji, umożliwiając precyzyjne i komfortowe leczenie. Dynamiczne ruchy stołu można wykorzystać do technik tkanek miękkich oraz uzyskania dostępu do głębszych struktur. Płynna regulacja wysokości zapewnia ergonomiczną pozycję pracy, redukując obciążenie ciała terapeuty.

## Terapia odcinka lędźwiowego

Zaawansowany system ruchu sekcji lędźwiowej umożliwia płynną dystrakcję zgięciową wraz z opcjami zgięcia bocznego, rotacji i dekompresji. Wielopłaszczyznowe ruchy wspierają kompleksową terapię odcinka lędźwiowego, krążków międzykręgowych, miednicy i kości krzyżowej. Regulowana funkcja inwersji pozwala dostosować kąt terapii i dotrzeć zarówno do powierzchniowych, jak i głębszych warstw tkanek.

## Cechy szczególne

Dwa zsynchronizowane silniki

Opatentowana technologia z łożyskami we wszystkich połączeniach umożliwia wykonywanie precyzyjnych, wielopłaszczyznowych ruchów stołu. Cicha praca systemu i wyjątkowa płynność ruchów zapewniają komfort pacjenta podczas całej terapii.

Kompleksowe zabezpieczenia

System zabezpieczeń obejmuje czujniki wykrywające przeszkody z automatycznym zatrzymaniem ruchu oraz blokadę bezpieczeństwa aktywowaną po dwóch godzinach bezczynności. Przednie i tylne podpory z pełną blokadą gwarantują stabilność podczas zabiegów.

### Ergonomia i wszechstronność

Płynna regulacja wysokości podłokietników i możliwość ich przesuwania na boki pozwalają dostosować pozycję do różnych technik terapeutycznych. Intuicyjne pokrętła blokujące, poręczny uchwyt manipulacyjny oraz mobilne kółka usprawniają codzienną pracę w każdym środowisku.

## Centrum szkoleniowe Manuthera

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do bezpłatnego centrum szkoleniowego Manuthera. Po rejestracji otrzymasz dostęp do obszernej biblioteki materiałów szkoleniowych, w tym setek filmów, w których doświadczeni specjaliści dzielą się swoją wiedzą i prezentują skuteczne techniki terapeutyczne z wykorzystaniem stołu Manuthera 242.

### Informacje:

Masa: 170 kg  
Kąt regulacji sekcji środkowej: pionowo: +15 -  
-13°  
Kąt regulacji sekcji środkowej: poziomo: 0 - 18°  
Kąt regulacji sekcji tylnej: pionowo: +21.5 - -40°  
Kąt regulacji sekcji tylnej: poziomo: 0 - 18°  
Typ stołu: Regulowana wysokość  
Zakres regulacji wysokości: 51 - 106 cm  
Typ regulacji wysokości: Elektryczna  
Maksymalne obciążenie: 150 kg  
Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Nie

### Model: