

WALK 200B - holter przenośny rejestrator ciśnienia tętniczego - ABPM



Opis produktu:

Kompaktowy **rejestrator ciśnienia krwi**, prowadzący zapis do 24 godzin lub dłużej. **Holter ciśnienia Walk 200b** jest lekki, łatwy w użyciu co znacząco zwiększa komfort pacjenta podczas badania.

Produkt zawiera:

- holter,
- mankiet ciśnieniowy,
- etui z pasem mocującym,
- przewód USB,
- dwie baterie AA,
- instrukcja obsługi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Holter ciśnienia Walk 200b ABPM

Walk 200b to system długotrwałego **monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (ABPM)** dokonujący pomiarów metodą oscylometryczną, umożliwia monitorowanie pacjenta przez 24 godziny lub dłużej. W zestawie oprogramowanie cubeABPM do importu, przeglądania i analizy badań.

Holter Walk 200b posiada innowacyjny system automatycznej regulacji sprężenia zwrotnego ciśnienia mankieta co znacznie zwiększa komfort pacjenta. Walk 200b łączy się z komputerem za pomocą technologii Bluetooth w celu przygotowania badania i pobierania danych. Posiada również funkcję markera zdarzeń, oraz funkcję dzień / noc. Aparat jest zasilany przez 2 baterie AA.

Cechy charakterystyczne:

Holter ciśnienia Walk 200b ABPM to nowoczesny system monitorowania ciśnienia krwi.

- wyświetlacz LCD do wizualizacji wartości zmierzonych i komunikatów serwisowych,
- łączność z komputerem PC poprzez przewód USB,
- samodostosowujący się algorytm do kontroli ciśnienia mankietu,
- funkcja znacznika zdarzenia, Start / Stop, okresy snu,
- niewielki rozmiar i bezgłośna pompa.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru ciśnienia: Skurczowe [mmHg] Rozkurczowe [mmHg] Zakres ciśnienia statycznego [mmHg]	60 do 29 030 do 1950 do 300
HR	30 do 240
Metoda pomiaru	oscylometryczna
Odstępy pomiarowe	0,1,2,4,5,6,12 lub 30 pomiarów na godzinę
Protokół monitorowania	2 modyfikowalne
Pamięć	300 pomiarów
Czas pracy	> 300 pomiarów
Wymiary [mm]	128 x 75 x 30
Waga [g]	ok. 240 z baterią
Zasilanie	2 x AA
Łączność z PC	przewód USB
Oprogramowanie	CubeABPM

Informacje:

Holtery: ABPM
Dla Serca - Cardioline: tak

Opcje produktu: