




Spectra Kompanion COMFORT SUPPORTS - najnowsza technologia CPM - zdalny monitoring lekarza - wideokonferencja

Opis produktu:

Technologia Kinetec Spectra Kompanion® to innowacyjny zestaw składający się z **aplikacji** współpracującej z tabletem oraz szyny **Spectra** wspomagającej proces rehabilitacji z użyciem metody **CPM**. Dzięki nowoczesnym funkcjom takim jak wideokonferencja pacjent jest w stałym kontakcie z lekarzem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Szyna SPECTRA COMFORT SUPPORTS sterowana tabletem i oprogramowaniem pozwalającym na śledzenie indywidualnych postępów terapii w czasie rzeczywistym i **opcją wideokonferencji** z lekarzem prowadzącym. Zestaw nie zawiera standardowego pilota.

SPECTRA COMFORT SUPPORTS posiada możliwość konfiguracji:

- wprowadzonych protokołów zabiegowych
- interakcji z oprogramowaniem w trakcie zabiegu,
- ustalania celów dziennych,
- graficznej prezentacji postępów,
- dostępu do bazy danych z edukacyjnymi filmami wideo i propozycjami ćwiczeń.

Kinetec Spectra Kompanion® to spełnienie oczekiwań lekarzy, fizjoterapeutów oraz efektywny proces rehabilitacji z zastosowaniem **szyny Spectra CPM**.

Cechy aparatu Spectra Kompanion

PACJENCI:

- prosty w obsłudze panel,
- efektywne tryby ćwiczeń funkcjonalnych,
- możliwość zmiany języka interfejsu - polskie menu,
- komunikaty motywujące i ułatwiające obsługę w czasie sesji,
- wykresy codziennych celów i osiągnięć,
- edukacyjne materiały wideo i ćwiczenia, które umożliwiają indywidualne dopasowanie oraz maksymalizację efektów.

LEKARZE:

- codzienna kontrola terapii i postępów pacjenta,
- konsultacje w formie wideokonferencji z pacjentem (obraz/głos/chat),
- bezpieczeństwo danych.

FIZJOTERAPEUCI:

- tworzenie protokołów według wskazań lekarzy lub potrzeb terapii,
- prosta obsługa urządzenia skraca czas szkolenia personelu,
- programowanie urządzenia na cały czas trwania terapii,
- codzienna kontrola terapii i postępów pacjenta.

Tryby ćwiczeń:

Spectra Kompanion™ oferuje liczne dodatkowe **tryby terapeutyczne** umożliwiające adaptację ćwiczeń do indywidualnych potrzeb danego pacjenta.

Błyskawiczna Zmiana ustawień **aparatu** poprzez jedno kliknięcie umożliwia ustawienie bezbolesnej i bezpiecznej pozycji zgięcia 20° z możliwością indywidualnych zmian preferencji.

CPM zwalnia do minimalnej prędkości podczas pierwszego i ostatniego 10° wydłużenia i zgięcia, przy jednoczesnym zachowaniu połączenia w ekstremalnych zakresach.

Zainicjuj sesję od 70% zakresu ruchu i stopniowo powiększaj o 5% w poszczególnych etapach, aż do osiągnięcia maksymalnego ustawienia zakresu ruchu.

Terapia zawiera 3 poziomy aktywnego ćwiczenia oporu, w których wykonuje się od 5 do 10 ćwiczeń polegających na wzmacnianiu mięśnia czworogłowego uda. Tryb ocenia postęp rehabilitacji.

CPM 3 razy powtarza ostatnie 10% rozciągania i zginania.

Wybierany dla pacjentów z trudnościami uzyskania pełnego wyprost. **Aparat** stopniowo prostuje

staw kolanowy z przerwami pomiędzy każdą pozycją.

Indeksy produktów:

- 4621K06002 - Kinetec Spectra Kompanion™
- 4621K06042 - wkładki higieniczne deluxe z komfortowymi podkładkami
- 4670027282 - zestaw uzupełniający ze wsparciem stopy
- 4670026979 - zestaw uzupełniający bez wsparcia stopy
- 4670027290 - profesjonalny tablet dla terapeuty, umożliwiający programowanie terapii i łączność z pacjentem + aplikacja

Informacje:

Kategoria: Szyny CPM

Model: