



Fotel do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego UPR-01 B

Opis produktu:

Fotel UPR-01 B przeznaczony do wykonywania ćwiczeń oporowych stawu kolanowego oraz mięśni okołostawowych. **Fotel** w standardzie wyposażony w **jedną głowicę oporową**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Fotel UPR-01 B daje możliwość profesjonalnej rehabilitacji pacjentów po przebytych zabiegach operacyjnych w obrębie stawów obwodowych oraz po różnego typu urazach stawów i układu kostno-mięśniowego.

Cechy charakterystyczne:

- fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych,
- jedna głowica oporowa,
- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo,
- uchwyty, pręty i elementy złączne pokryte są warstwą NiCr,
- tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, wykonana z atestowanych materiałów,
- antypoślizgowe stopki ułatwiające stabilną pracę terapeutę,
- głębokość siedziska regulowana 47-62cm,
- oparcie regulowane w zakresie 0 do 90 stopni.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	62
Szerokość [cm]:	62
Wysokość [cm]:	125
Obciążenie [cm]:	135
Waga [kg]:	60/70

Wymiary [cm]:

62 x 36 x 24

Informacje:

Opcje produktu: