

Ergometr Cycle 407/457

Opis produktu:



Ergometr Cycle 407 / 457 został stworzony specjalnie do zastosowania w terapii medycznej. Dlatego też jest on zgodny z dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Urządzenia te umożliwiają precyzyjną kontrolę treningu, rzetelną analizę wyników oraz bezpieczną diagnostykę chorób układu krążenia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ergometr Cycle 407/457

Ergometr Cycle 407/457 zapewnia trening w optymalnym zakresie obciążeń, dzięki dokładnemu dostosowaniu i tym samym precyzyjnej kontroli można przeprowadzić odpężający trening. Ergometr Cycle 407/457, cechuje się niskim poziomem hałasu oraz małymi wymaganiami konserwacyjnymi

Dane techniczne:

Parametry wyświetlacza:	WATT, PULS, CZAS, DYSTANS, 1/MIN, KCAL, KM/H
Programy testowe:	PWC 130, PWC 150, PWC 170 (plus CYCLE 457)
Programy treningowe:	MANUAL, CARDIO, COUNTDOWN, WHO PROFILE, dla 457 dodatkowo PROFILE, PROFILE UŻYTKOWNIKA, WYBÓR EKG
Sterowanie:	Niezależne od prędkości

Normy i dyrektywy:	Wszystkie obowiązujące normy i wytyczne zostaną Państwu przekazane na życzenie.
Wymiary urządzenia:	(dł./szer./wys. cm) 120/62/140 cm
Waga:	ok. 49 kg
Zakres prędkości:	20-120 obrotów/min
Zakres mocy:	15-400 W
Gradacja / stopnie:	5 W
Maks. Obciążenie:	180 kg
Przyłącze zasilania:	230 V
Cechy szczególne:	1-kanałowy, dokładny EKG, z nadajnikiem POLAR (nie zawarty w dostawie)
Interfejsy RS232 (z CYCLE 457)	Możliwości ustawień: Pozioma i pionowa regulacja siodełka (w CYCLE 457 z gazową sprężyną dociskową)

Informacje:

Model:

Cycle: Cycle 407, Cycle 457