

Bi-Manu Trainer - rehabilitacja neurologiczna i funkcjonalna kończyn górnych i dłoni

Opis produktu:

Bi-Manu-Trainer wspomaga pacjentów cierpiących na zaburzenia **sensoryczno-motoryczne** oraz zaburzenia **kognitywne** podczas procesu rehabilitacji.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie oferuje ćwiczenia zarówno z wykorzystaniem jednej ręki, jak i obu rąk ze szczególnym naciskiem na wizualno-motoryczne ćwiczenia palców, a także koordynację ramienia oraz ręki przy pomocy zaawansowanej technologii czujników i wirtualnej rzeczywistości.

Bi-Manu-Trainer cechy charakterystyczne:

- szeroki zakres ruchów,
- trening ruchów precyzyjnych,
- trening kognitywny,
- precyzyjne dopasowanie do potrzeb każdego pacjenta,
- śledzenie postępów.

Bi-Manu-Trainer efektywniejsza rehabilitacja

Gry rehabilitacyjne skutecznie przyspieszają proces terapii, interesująca forma wpływa na zaangażowanie oraz liczbę powtórzeń, co znacznie skraca czas rehabilitacji. Taka metoda korzystnie zintensyfikuje powrót do zdrowia niż zwykła, konwencjonalna **rehabilitacja**.

Terapia Bi-Manu-Trainer z ADL

Sensor siły umożliwia skoncentrowanie rehabilitacji na czułości palca, a także jego sile. Daje to możliwość na ćwiczenia związane z ADL zadań funkcjonalnych.

Różne warianty ćwiczeń:

- ćwiczenie palca, dłoni, nadgarstka, łokcia, ramienia,
- ćwiczenia dla jednej ręki,
- ćwiczenia dla obu rąk,
- podstawowe zgięcie-wyprost,
- rotacja zewnętrzna,
- selektywny ruch palca, ruchy łączone w przestrzeni 3D,
- chwyt szczypcowy palcami.

Informacje:**Model:**