

## Capre FH - Stół do rehabilitacji z hydrauliczną regulacją wysokości



### Opis produktu:

**Capre FH** to stół do rehabilitacji z hydrauliczną regulacją wysokości dostępny w dwóch wersjach - trzy oraz pięciosekcyjny. **Capre FH** wyposażony jest w bezskokową regulację podłokietników, zagłówka oraz kąta nachylenia sekcji nożnej. Dostępny w 16 kolorach wysokiej jakości tapicerki.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Capre FH - Stół do rehabilitacji z hydrauliczną regulacją wysokości

**Capre FH** firmy **Lojer** to praktyczny i wytrzymały stół do **masażu i rehabilitacji**. Wyposażony w **siłownik hydrauliczny do regulacji wysokości**. **Capre FH** posiada możliwość zmiany ustawienia wysokości, podłokietników, zagłówka i sekcji bocznej co ułatwia pracę terapeuty podczas zabiegu. **Stół do rehabilitacji** wyposażony jest w leżysko z wysokogatunkowej tapicerki SKAI dostępnej w 16 kolorach.

## Cechy charakterystyczne Capre FH

- 3 lub 5 sekcji,
- bardzo niska minimalna wysokość,
- bezskokowa regulacja podłokietników, zagłówek i kąta nachylenia sekcji nożnej,
- wyłącznik bezpieczeństwa zasilania głównego (opcja),
- do wyboru 16 kolorów wysokiej jakości tapicerki SKAI (w tym tapicerka antybakteryjna).

### Informacje:

Szerokość: 75 cm  
Szerokość: 55 cm  
Szerokość: 65 cm  
Długość: 202 cm  
Masa: 95 kg  
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówek: -90 – +35°  
Kąt regulacji sekcji środkowej: Zależne od modelu  
Kąt regulacji sekcji tylnej: -12 – +70°  
Liczba sekcji: 3  
Liczba sekcji: 5  
Typ stołu: Regulowana wysokość  
Zakres regulacji wysokości: 49 – 90 cm  
Typ regulacji wysokości: Hydrauliczna  
Maksymalne obciążenie: 210 kg  
Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Nie

### Model:

CAPRE Wersje stołu M,F, FX: CAPRE F3H, CAPRE F5H  
CAPRE Zatyczka na otwór: TAK, NIE  
Capre Tapicerka: Pearl, Silver, Titanium, Carbon, Sapphire, Falls, Lagoon, Pistachio, Plum, Sunrise, Tomato, Beach, Space, Onyx