

Galaxy - Podstawka do fleksji przy trakcji kręgosłupa



Opis produktu:

Podstawka do fleksji z niezależną regulacją wysokości dla każdej nogi to opcjonalne wyposażenie stołu trakcyjnego z możliwością wyboru koloru tapicerki.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podstawka do fleksji przy trakcji kręgosłupa

Podstawka do fleksji przy trakcji kręgosłupa dostępna w wersji jedno- i dwusekcyjnej. Umożliwia odpowiednie ustawienie pacjenta podczas zabiegu trakcji kręgosłupa. Sprzęt posiada regulację wysokości każdej nogi, co pozwala na dostosowanie do potrzeb terapeutycznych.

Konstrukcja podstawki składa się z profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Błat wypełniony jest pianką poliuretanową i obszyty wysokiej jakości tapicerką, dostępną w szerokiej gamie kolorystycznej.

Główne cechy

- Wariant jednosekcyjny: przeznaczony do podstawowych zabiegów, ma kompaktową formę.
- Wariant dwusekcyjny: oferuje większą elastyczność w pozycjonowaniu pacjenta.
- Możliwość regulacji wysokości każdej nogi osobno.
- Konstrukcja z zamkniętych profili stalowych.
- Błat z elastycznej pianki PU dla wygody pacjenta.
- Tapicerka nadająca się do czyszczenia i dezynfekcji.

Model podstawki	Głębokość	Szerokość	Wysokość
Podstawka jednosekcyjna	440 mm	350 mm	260-435 mm
Podstawka dwusekcyjna	520 mm	350 mm	260-435 mm

Informacje:

Kategoria: Urządzenia do trakcji kręgosłupa

Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 14 - Limonka - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 15 - Błękitny - Standard, Szafir
 Ilość sekcji: jednosekcyjna, dwusekcyjna