

THERA-Trainer MOBI - Rotor do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych



Opis produktu:

Profesjonalny **rotor do pasywnej i aktywnej** terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych.

Rotor z serii **THERA-Trainer MOBI** jest uniwersalnym, podręcznym urządzeniem do ćwiczenia zarówno kończyn górnych jak i dolnych. Został stworzony do treningu dla osób starszych i pacjentów z umiarkowanymi dysfunkcjami ruchu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

THERA Trainer Mobi - Optymalna kombinacja ćwiczeń dla kończyn dolnych i górnych w warunkach domowych.

Cechy produktu:

- Panel kontrolny i kolorowy wyświetlacz 2.7",
- Ćwiczenia kończyn górnych z długimi korbami,
- Uchwyty terapeutyczne,
- Podparcie stóp z dwustopniową regulacją,
- Wsparcie treningu kończyn dolnych,

- Podstawa urządzenia z kółkami transportowymi.

Konfiguracja: płaska podstawa, pilot sterujący 2,7" z kolorowym ekranem. Łatwe beznarzędziowe przełożenie rotora z kończyn dolnych na górne. Silnik 100 Watt - jak przy innych urządzeniach na rynku. Zalecany zwłaszcza do użytku domowego lub placówek geriatrycznych.

Ćwiczenia wykorzystujące rotor Thera Trainer Mobi znajdują zastosowanie w terapii chorób:

- stwardnienie rozsiane,
- udar, porażenie połowicze,
- porażenie poprzeczne, porażenie czterokończynowe,
- choroba Parkinsona,
- zaburzenia mięśniowe,
- uraz czaszki i mózgu,
- zaburzenia reumatyczne,
- zaburzenia sercowo-naczyniowe,
- leczenie pooperacyjne (np. po operacji stawu biodrowego).

Dane techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	50 x 46 x 43
Promień dysku korbowego [mm]:	90
Waga [kg]:	13,5
Zasilanie:	100-240 V, 50-60 Hz
Prędkość silnika:	0 - 60 obrotów / minuta
Kierunek ruchu:	przód / tył
Regulacja oporu:	0 - 15
Wyświetlacz:	2,7"
Wyświetlane parametry ćwiczeń:	odległość, czas trwania ćw., ilość obrotów / min, wydatek energ. (kcal)
Czas treningu:	1 - 180 min.
Raport:	Przebyta odległość i wydatek energ. (kcal)

Informacje:

Kategoria: Rotory rehabilitacyjne

Model: