

Oprogramowanie do próby wysiłkowej Cubestress HD+

Opis produktu:

System do testów wysiłkowych, wersja kliniczna z rejestratorem EKG HD+ oraz z łącznością Bluetooth i 12 kanałowym EKG.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cubestress HD+

Cubestress HD+ Cardioline to oprogramowanie do **badania wysiłkowego EKG** wraz z 12 kanałowym, bezprzewodowym modulem **EKG HD+**. Prezentacja 3/6 lub 12 odprowadzeń **EKG** wraz z trendami i wynikami pomiarów ST, QT i interwałów. **Cubestress HD+** automatycznie wykonuje i aktualizuje następujące obliczenia i analizy w czasie rzeczywistym: HR, procent maks. teoretycznego HR, MET, podwójny produkt, J, J+60, J+80, analiza ST, trendy, podgląd w trybie pełnego rozwinięcia.

Cechy charakterystyczne:

- standardowe protokoły badań, możliwość tworzenia protokołów użytkownika;
- sterowanie bieżniami, cykloergometrami i modułem automatycznego pomiaru ciśnienia;
- automatyczne przygotowanie raportu;
- pojemna baza danych pacjentów i badań.

Standardowa konfiguracja:

- oprogramowanie Cubestress;
- urządzenie ECG HD+;
- kabel pacjenta;
- elektrody jednorazowe;
- zestaw baterii;
- klucz zabezpieczający;
- instrukcja obsługi.

Informacje:

Kategoria: Oprogramowanie

Próby wysiłkowe: Systemy do prób wysiłkowych

Model: