

Platforma wisząca okrągła PO-1



Opis produktu:

Platforma wisząca przeznaczona jest do dostarczania biernej stymulacji przedsionkowej dzieciom o obniżonej sprawności ruchowej.

Urządzenie przystosowane do pracy z zawieszem STZ-1 i STZ-2.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Przyrząd ten znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI. Platforma wisząca przeznaczona jest do dostarczania biernej stymulacji przedsionkowej dzieciom o obniżonej sprawności ruchowej. Siedzisko wykonane z drewna.

Dane techniczne

Średnica [cm]:	95
Waga [kg]:	13,5 (razem z zawieszem)

Informacje:

Model: