

Airex Fitness Mata gimnastyczna Coronella 185 cm

Opis produktu:

Profesjonalna mata gimnastyczna, piankowa do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fitnessu.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Airex Fitness Mata gimnastyczna Coronella 185

Mata Coronella 185 to wysokiej jakości mata gimnastyczna stosowana do ćwiczeń fitness, zajęć ruchowych i rehabilitacji. Jej wyjątkowa powierzchnia doskonale izoluje od podłoża zapewniając maksymalny komfort ćwiczeń. Mata gimnastyczna jest bardzo lekka, dzięki czemu z łatwością można ją nosić na zajęcia. Mata jest miękka w dotyku i przyjemna dla skóry.

Mata gimnastyczna Coronella 185 - zastosowanie

Fitness

Kluby sportowe

Ćwiczenia równoważne

Pilates Yoga

Airex Coronella 185 - cechy charakterystyczne:

Maty gimnastyczne Airex są wytrzymałe i można je stosować w budynkach, na otwartych przestrzeniach i w basenie. Unikalną cechą mat gimnastycznych Airex jest zastosowanie antybakteryjnej powłoki Sanitized, która eliminuje rozwój grzybów i bakterii niszczących strukturę pianki. Mata jest odporna na działanie wody i wilgoci co znacznie wydłuża jej żywotność i pozwala stosować podczas zabiegów hydroterapii czy nauki pływania.

Zaletą mat gimnastycznych firmy Airex jest ich lekkość i łatwość rolowania i przenoszenia. Tworzywo, z którego wykonana jest mata jest przyjemne w dotyku i nie ślizga się po podłożu.

Airex Coronella 185 kolor niebieski

Airex Coronella 185 kolor czerwony

Airex Coronella 185 kolor antracytowy

Dane techniczne:

Zastosowanie:	wewnątrz budynków, na zewnątrz budynków, w wodzie
Przeznaczenie:	gimnastyka,fitness,aerobik,pilates,fizjoterapia,rehabilitacja,hydroterapia
Wymiary (dł.x szer.x gr.):	185 cm x 60 cm x 1,5 cm (wymiary orientacyjne)
Waga:	2,2 kg

Prezentacja produktu:

Gdy liczy się jakość i wytrzymałość wybór jest tylko jeden, zapraszamy do obejrzenia filmu produkcyjnego Airex:

Informacje:

Kategoria: Materace i maty do ćwiczeń
Rodzaj produktu: Maty
Długość (cm): 150 - 199 cm
Szerokość: 40 - 69 cm
Grubość (mm): 10 - 29 mm
Waga: 1 - 2,9 kg
Zastosowanie: Fizjoterapia i Rehabilitacja
Zastosowanie: Szkoły i Ośrodki Sportowe

Model:

Kolory Airex: czerwony, niebieski, antracyt
Model Airex: Bez oczek, Z oczkami TYP 15