

Klin KR-30



Opis produktu:

Klin **KR-30** przeznaczony jest do wykonywania różnorodnych ćwiczeń. Główne pozycje, to pozycja **leżąca**, **kłęczna** i **siedząca**. Kliny wykonane są z pianki poliuretanowej. Materiał wierzchni wykonany jest z tkaniny skóropodobnej.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Dane techniczne

Długość [cm]:	30
Szerokość [cm]:	50
Wysokość [cm]:	15

Informacje:

Model: