



Rower treningowy cykloergometr RUNNER RUN 700/T

Opis produktu:

Cykloergometr rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym wyposażony w dotykowy **wyświetlacz LCD**. Posiada sterownik z wyjściem RS232 i 2 x USB umożliwiający sterowanie przez **system prób wysiłkowych**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rower treningowy cykloergometr RUNNER RUN 700/T

Cykloergometr rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym wyposażony w 7" wyświetlacz LCD i pomiarem czasu, odległości, prędkości, obciążenia, HR oraz kalorii.

Specyfikacja

- regulacja oporu w zakresie 0 - 700 Watt,
- prędkość 3 - 130 obr./min,

6 programów terapeutycznych:

- **VO2Max** - trening polegający na utrzymywaniu stałej częstotliwości bicia serca,
- **CWL (Constant Work Level)** - trening polegający na utrzymywaniu stałego obciążenia,
- **RUNNER TEST** - trening polegający na zwiększaniu obciążenia wraz ze wzrostem prędkości z dopasowaniem do wagi trenującego,
- **CARDIO i FAT BURNING** - trening polegający na utrzymaniu stałego tętna,
- **CHR.**

Dane techniczne:

Klasa użytkownika:	SA (zgodnie z normą EN957)
Waga użytkownika:	180 (kg)
Regulacja obciążenia rodzaj:	elektroniczna
Regulacja obciążenia zakres:	1-20
Regulacja siodełka [cm]:	120-210
Regulacja kierownicy:	nie
Pomiar tętna:	sensory dotykowe pas telemetryczny
Konsola sterowania (wyświetlacz):	wyświetlacz LCD
Pomiar - czas:	tak
Pomiar - dystans:	tak
Pomiar - prędkość:	tak
Pomiar - prędkość RPM:	tak
Pomiar - moc Watt:	tak
Pomiar - pulsu:	tak
Pomiar - wydatek energetyczny:	tak
Funkcja - scan:	nie
Funkcja - zegar:	nie
Funkcja - kalendarz:	nie
Funkcja - termometr:	nie
Funkcja - rejestracja użytkownika:	tak
Programy - predefiniowane (motywacyjne):	tak, 6 programów
Programy - sterowane tętnem HRC:	tak
Programy - celowe:	tak
Programy - sprawdzające wydolność:	tak; Runner test VO2Max CWL
Zasilanie - power:	generator z podtrzymaniem pamięci
Waga produktu [kg]:	60
Wymiary szer. x dł. x wys [cm]:	53 x 110 x 130
Dodatkowe - wyposażenie:	pas telemetryczny do pomiaru pulsu bezprzewodowego w komplecie pedały

Dodatkowe - informacje:	samopoziomujące sensory dotykowe do pomiaru pulsu wbudowane są w kierownicę
--------------------------------	---

Informacje:

Model: