



## Rower treningowy cykloergometr RUN 1400

### Opis produktu:

**Cykloergometr rehabilitacyjny** z certyfikatem medycznym wyposażony w dotykowy **wyświetlacz LCD**. Posiada sterownik z wyjściem RS232 i jedno złącze USB umożliwiające sterowanie poprzez **system RUNNER CONNECT**.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Cykloergometr rehabilitacyjny Runner Run 700/TR

**Cykloergometr rehabilitacyjny** z certyfikatem medycznym wyposażony w 10,1" wyświetlacz LCD i pomiarem czasu, odległości, prędkości, obciążenia, HR oraz kalorii.

### Specyfikacja

- regulacja oporu w zakresie 0 - 1400 Watt,
- prędkość 3 - 130 obr./min,

### 6 programów terapeutycznych:

- **VO2Max** - trening polegający na utrzymywaniu stałej częstotliwości bicia serca,
- **CWL (Constant Work Level)** - trening polegający na utrzymywaniu stałego obciążenia,
- **RUNNER TEST** - trening polegający na zwiększaniu obciążenia wraz ze wzrostem prędkości z dopasowaniem do wagi trenującego,
- **CARDIO i FAT BURNING** - trening polegający na utrzymaniu stałego tętna,
- **CHR.**

## Dane techniczne:

<b>Klasa użytkownika:</b>	SA (zgodnie z normą EN957)
<b>Waga użytkownika:</b>	180 (kg)
<b>Regulacja obciążenia rodzaj:</b>	elektroniczna
<b>Regulacja obciążenia zakres:</b>	1-20
<b>Regulacja siodełka [cm]:</b>	120-210
<b>Regulacja kierownicy:</b>	nie
<b>Waga koła zamachowego:</b>	brak danych producent nie podaje
<b>Pomiar tętna:</b>	sensory dotykowe pas telemetryczny
<b>Konsola sterowania (wyświetlacz):</b>	wyświetlacz LCD
<b>Pomiar - czas:</b>	tak
<b>Pomiar - dystans:</b>	tak
<b>Pomiar - prędkość:</b>	tak
<b>Pomiar - prędkość RPM:</b>	tak
<b>Pomiar - moc Watt:</b>	tak
<b>Pomiar - pulsu:</b>	tak
<b>Pomiar - wydatek energetyczny:</b>	tak
<b>Funkcja - scan:</b>	nie
<b>Funkcja - zegar:</b>	nie
<b>Funkcja - kalendarz:</b>	nie
<b>Funkcja - termometr:</b>	nie
<b>Funkcja - rejestracja użytkownika:</b>	tak
<b>Programy - predefiniowane (motywacyjne):</b>	tak, 6 programów
<b>Programy - sterowane tętnem HRC:</b>	tak
<b>Programy - celowe:</b>	tak
<b>Programy - sprawdzające wydolność:</b>	tak; Runner test VO2Max CWL
<b>Zasilanie - power:</b>	generator z podtrzymaniem pamięci
<b>Waga produktu [kg]:</b>	60
<b>Wymiary szer. x dł. x wys [cm]:</b>	53 x 110 x 130

<b>Dodatkowe - wyposażenie:</b>	pas telemetryczny do pomiaru pulsu bezprzewodowego w komplecie pedały samopoziomujące
<b>Dodatkowe - informacje:</b>	sensory dotykowe do pomiaru pulsu wbudowane są w kierownicę

**Informacje:**

Próby wysiłkowe: Ergometry  
Systemy do rehabilitacji kardiologicznej:  
Urządzenia rehabilitacyjne/treningowe

**Model:**