




Ergometr kończyn górnych z komputerem RUN 7416/T-PC

Opis produktu:

RUN 7416/T-PC to ergometr kończyn górnych z dotykowym wyświetlaczem 10.1". Posiada certyfikat zgodności z normą EWG 93/42, regulowane siedzenie, komunikację WiFi oraz port USB.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

RUN 7416/T-PC to ergometr kończyn górnych z dotykowym wyświetlaczem 10.1". Posiada certyfikat zgodności z normą EWG 93/42, regulowane siedzenie, komunikację WiFi oraz port USB.

Specyfikacja RUN 7416/T-PC

- ekran dotykowy 10",
- port USB oraz WiFi,
- port RS232,
- rezystancja: stała 0-600 W,
- elektroniczna zmiana wysiłku,
- Maksymalna prędkość: 130 obr / min,
- zdejmowane i regulowane siedzenie.
- komputer - A7 Dual Core 1GHz, 1Gb RAM DDR3, Micro SD 8Gb, GPU Mali400 + OS Linux Debian 7.0,
- rejestracja cardio: pas piersiowy;

Dane techniczne

Szerokość [cm]:

70

Długość [cm]:	75-160
Wysokość [cm]	160
waga [kg]:	130-165

Informacje:

Systemy do rehabilitacji kardiologicznej:
Urządzenia rehabilitacyjne/treningowe

Model: